

Ausbrühautomat Wapo-Ex 8 III



BETRIEBSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus der Wassermann-Produktpalette entschieden haben. Wassermann Dental-Maschinen bieten Ihnen höchste Qualität und neueste Technologie.

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes voll ausnutzen zu können und viele Jahre Freude an Ihrem Gerät zu haben, lesen Sie bitte vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bedienen Sie das Gerät den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Gerätes können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachtet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.



Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät bedienen, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen zu können.



Das Gerät entspricht den zutreffenden EU Richtlinien.



Das Gerät unterliegt den EU Richtlinien 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie).

Firmenanschrift:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH

Rudorffweg 15-17

21031 Hamburg, Deutschland

Tel.: +49 (0)40/ 730 926 - 0 Fax.: +49 (0)40/ 730 37 24

sales@wassermann-dental.com

service@wassermann-dental.com

www.wassermann.hamburg

www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale.....	4
2 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.....	5
3 Sicherheitshinweise.....	5
4 Haftung für Funktion und Schäden.....	6
5 Anwendungsbereich.....	6
6 Vor der Inbetriebnahme.....	6
6.1 Transport.....	6
6.2 Aufstellung.....	7
6.3 Lagerung.....	7
7 Installation/ Inbetriebnahme/ Menüfunktionen.....	8
8 Bedienung.....	15
8.1 Allgemeine Bedienungshinweise.....	15
8.2 Bedienung.....	17
8.3 Handbrause (manuelles Ausbrühen).....	17
9 Störungssuche/ Fehlerbehebung.....	18
10 Instandhaltung.....	19
10.1 Reinigung.....	19
10.2 Wartung.....	20
10.3 Reparaturen.....	20
10.4 Ersatzteile.....	20
10.5 Service-Hotline 040/ 730 92 6-0.....	20
10.6 Lieferumfang/ Zubehör.....	20
10.7 Garantie.....	21
11 Technische Daten.....	21
12 Entsorgung des Geräts.....	22
12.1 Entsorgungshinweis für die Länder der EU.....	22
12.2 Besondere Hinweise für Kunden in Deutschland.....	22
13 EU-Konformitätserklärung.....	23

1 Merkmale

Der bewährte Wassermann Wachsausbrühautomat **Wapo-Ex 8 III**, jetzt mit innovativer Touchscreen-Steuerung, ist ein äußerst kompaktes Tischgerät zum Wachsausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften. Sein versenktes Vollkegelsprühsystem erleichtert die Handhabung und verhindert ungewollte Auswaschungen am Modell. Die lange Lebensdauer wird unterstützt durch eine leise, dichtungsfreie Bronzepumpe und ein Gehäuse sowie einem Behälter aus rostfreiem Stahl.

Der Wachsausbrühautomat besitzt eine Wassermangelsicherung zum Schutz der Heizung.

Außerdem ist zum Abbrühen von Kleinteilen ein tiefer gelegter Deckel sowie eine Handbrause aus nicht wärmeleitendem Kunststoff vorhanden.

- Kompakter Tischautomat zum Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- Thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe aus Bronze; wartungsfrei
- In den Seitenwänden versenktes Sprühsystem für freien Zugang zu den Küvettenkörben
- Integrierte Handbrause zum manuellen Ausbrühen
- Spritzschutz aus Edelstahl
- Leicht und werkzeugfrei zu reinigen
- Langlebig und energiesparend
- Nahezu komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Energiesparende Behälter-Thermoisolierung

2 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung



Dies ist eine Warnung, die auf Risikosituationen und Gefahren hinweist.
Eine Missachtung dieser Warnung kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Diese Warnungen sind unbedingt zu beachten!



Dies ist eine Information, die auf bestimmte unbedingt zu beachtende Merkmale hinweist.

3 Sicherheitshinweise

Jede Inbetriebnahme und Handhabung an dem Gerät setzt die **genaue Kenntnis** und **Beachtung** dieser **Betriebsanleitung** voraus. Das Gerät ist nur für die beschriebene Verwendung bestimmt.



Sämtliche Service- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich autorisiertem Fachpersonal vorbehalten.

Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist immer der Netzstecker zu ziehen.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der richtigen Netzspannung betrieben wird.



Achtung Verbrühungsgefahr!

Handbrause nicht an Düse oder Schlauch anfassen.

Sprühstrahl nicht auf Lebewesen richten.

Das Wasser, das aus der Düse austritt, kann bis ca. 95°C heiß sein; deshalb mit der Handbrause nur im Bereich des Gerätedeckels bzw. dem Waschbecken sprühen.

4 Haftung für Funktion und Schäden

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Gerät von Personen, die nicht einem autorisierten Fachbetrieb angehören, unsachgemäß gewartet, instandgesetzt oder verändert wird, oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.

Das Gerät muss gemäß dieser Betriebsanleitung gewartet und betrieben werden. Für Schäden, die durch **Nicht-Beachtung** der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die Wassermann Dental-Maschinen GmbH nicht.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Wassermann Dental-Maschinen GmbH werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

5 Anwendungsbereich

Der **Wapo-Ex 8 III** eignet sich zum automatischen Wachsabrühen von bis zu 8 Küvettenhälften, sowie zum manuellen Abrühen von Kleinteilen im tiefer liegenden Deckel mit der Handbrause.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für diesen Anwendungsbereich.

6 Vor der Inbetriebnahme

6.1 Transport

Stellen Sie vor einem Transport sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist. Beim Versand sollte auf eine sachgemäße Verpackung geachtet werden, um unnötige Transportschäden zu vermeiden.



Es ist wichtig, dass eventuelle Transportschäden schon beim Auspacken erkannt werden. Gegebenenfalls ist eine sofortige Tatbestandsaufnahme erforderlich.

6.2 Aufstellung

Transportkarton öffnen, Verpackungsmaterial entfernen, Gerät und Zubehör vorsichtig entnehmen. Mitgeliefertes Zubehör überprüfen.

Das Gerät muss waagrecht auf einem standfesten und ebenen Untergrund stehen.

Das Gerät fest am Abflusssystem installieren, da selbst bei **geschlossenem** Abflusshahn zu viel eingefülltes Wasser abläuft. Außerdem wird so das vollständige Entleeren, z.B. zum Reinigen, erleichtert.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Arbeitsbereich und die Bedienfähigkeit nicht eingeschränkt wird (Baumaße berücksichtigen).



Das Gerät nicht im Freien oder an schlecht gelüfteten Orten aufstellen.
Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät unbedingt Raumtemperatur annehmen.



Vermeiden Sie Überfüllungen und kontrollieren Sie das Überlauf-/ Abflusssystem auf Funktion. Starkes Überfüllen kann mittelfristig die Elektronik schädigen. Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

6.3 Lagerung

Der Lagerort hat auch bei kurzfristiger Zwischenlagerung des Gerätes im Hinblick auf die Funktionssicherheit große Bedeutung. Der Aufstellungsort sollte trocken, belüftet und erschütterungsfrei sein. Gleichbleibende Temperaturen und eine Holzunterlage sind vorteilhaft. Das Gerät darf nicht im Freien gelagert oder aufgestellt werden. Bei längerer Lagerung das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub schützen.


7 Installation/ Inbetriebnahme/ Menüfunktionen



Vor Inbetriebnahme bitte folgende Anschlüsse installieren:


Den mitgelieferten Abflussschlauch mittels Schlauchklemme am Gerät fest installieren und eine geeignete Abflussmöglichkeit bereitstellen.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose – achten Sie dabei auf gleiche Spannungsangaben von Gerät und Hausnetz.
- Die Filtermatte ist bereits ab Werk mit der weißen Seite nach unten eingelegt.
- Gerät unter Zugabe von **Wachs-Ex** bis zum Überlauf mit Wasser befüllen (max. 18,5 Liter). Dosierung ca. 40 ml Wachs-Ex bei 18,5 Litern.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein (grüner Kippschalter).
- Symbol **(A)** (Wassermangel) darf nicht erscheinen.
- Überfüllung ebenfalls vermeiden!




Vor der Inbetriebnahme müssen die Grundparameter des Gerätes festgelegt werden. Diese Einstellungen werden im **Setupmenü** (3) durchgeführt. Machen Sie sich mit den vielseitigen Möglichkeiten des Systems vertraut, bevor Sie mit dem Ausbrühen beginnen. Diese gilt insbesondere für die Funktionen **Vorheiztemperatur** (7) und **Wahl des Arbeitsmodus** (14).

Das Startmenü




Setupmenü Seite 1

Im Setupmenü können folgende Einstellungen vorgenommen werden:




Setupmenü Seite 2



Beschreibung der Funktionen 5 – 14

5 Menü manuelles Ausbrühen (Hebelstellung: Senkrecht nach unten)



Durch berühren des **Ausbrüh-Symbols** wird die Pumpe gestartet und die Taste an der Handbräuse kann zum Auslösen des manuellen Ausbrühvorgangs betätigt werden.

i Sollte die Temperatur unter 63 °C fallen wird der Vorgang abgebrochen und es erscheint das **Heizsymbol** (c). Für das Weiterarbeiten muss der Prozess erneut manuell durch Berühren des **Ausbrüh-Symbols** gestartet werden.


i Um den Schlauch und die Handbräuse bei Nichtbenutzung zu entlasten, immer den Kugelhahn in die Grundstellung zurückstellen, Position „waagrecht nach hinten“.

6 Menü automatisches Ausbrühen (Hebel in der Grundstellung: Waagrecht nach hinten)

Legt die Parameter für die Ausbrühtemperatur und Ausbrühzeit fest. Durch eine kurze Berührung auf die Ziffern vergrößert sich die Auswahl und die Werte können dann verändert werden.



Durch Betätigung des Pfeils (**Start**) wird das Programm gestartet. Durch Berührung des Symbols „**Stop/Pause**“ kann das Programm pausiert oder abgebrochen werden.




7 Vorheiztemperatur

Legt die Temperatur fest, die nach dem Einschalten des Hauptschalters erreicht werden soll. Die Vorheiztemperatur gilt auch für die Warte- und Ruheperioden. Default: 65°C




Falls die gewählte Programmtemperatur höher sein sollte, fällt die Temperatur nach Programmende auf diesen Wert.



Nach der Festlegung des gewünschten Arbeitsmodus ¹⁴ ist es sinnvoll, die Vorheiztemperatur der Programmtemperatur anzupassen. Damit werden längere Aufheiz- oder Abkühlphasen vermieden. Die Vorheiztemperatur darf bis zu 8°C höher sein als die Programmtemperatur damit das Programm abläuft. Die Steuerung wird dann die Temperatur an den programmierten Wert anpassen (reduzieren).


8 Zeitschaltuhr

Hier werden die Ein- und Ausschaltzeiten pro Wochentag festgelegt.



Laufende Programme haben eine höhere Priorität und das Abschalten erfolgt nach deren Ende.

10 Anzeige der Sleep-Funktion



Durch Berührung des Sleepsymbols schaltet das Gerät in den Sleep-Modus.

⑪ Festlegen der Kalibriermethode





DEF: Default (Kalibriert auf Leitungswasser)


CAL: Kalibrierung (nur notwendig bei extrem abweichender Wasserqualität)



Durch diese Maßnahme wird der Temperatursensor auf den Leitwert des Wassers angepasst.



⑫ Wahl der Temperatureinheit (Fahrenheit oder Celsius)




13 Piktogramme des Ablaufs der Zeit und Datumsfunktion



14 Wahl des Arbeitsmodus

Legt fest ob der Ausbrühprozess sofort, oder erst nach dem Erreichen des ersten Heizwertes beginnen soll.



(a) (Default) Gerät heizt auf die unter 6 programmierte Ausbrüh-Temperatur plus die Toleranz, um Wärmeverluste durch die fördernde Pumpe zu kompensieren. Nach Erreichen dieses Wertes wird das Messergebnis durch einen Kontrollzyklus validiert. Wird der Wert bestätigt, beginnt der Ausbrühvorgang.

(b) Der programmierte Ausbrühvorgang beginnt sofort, frühesten aber bei 65 °C Celsius. Wählen Sie bitte eine geeignete Vorheiztemperatur 7.

8 Bedienung

8.1 Allgemeine Bedienungshinweise

Sämtliche Empfehlungen zur Anwendung des Gerätes, ob in mündlicher oder schriftlicher Form, beruhen auf eigenen Erfahrungen und Versuchen und können daher nur als Richtwert angesehen werden.



Der **Wapo-Ex 8 III** ist erst oberhalb 65°C betriebsbereit, d.h. dass die Pumpe erst bei erreichter Solltemperatur ihre Arbeit aufnimmt.



Der **Wapo-Ex 8 III** ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, um ein Durchbrennen der Heizung bei Wassermangel zu verhindern. Während des Programmablaufes ertönt zusätzlich ein Warnsignal bei Wassermangel. Es ist darauf zu achten, dass der Wasserstand immer oberhalb des weißen Kunststoffrings (siehe im Gehäuse) liegt, ansonsten schalten die Heizung und das Programm automatisch ab!
Eine zusätzliche Schutzvorkehrung schützt die Heizung vor Überhitzung, sie wird automatisch bei über 97 °C abgeschaltet.



Vermeiden Sie Überfüllungen und kontrollieren Sie das Überlaufsystem / Abflusssystem auf Funktion. Starkes Überfüllen kann mittelfristig die Elektronik schädigen. Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Beim Arbeiten mit dem **Wapo-Ex 8 III** sollten Sie wärmebeständige Handschuhe benutzen.



Achtung Verbrühungsgefahr!

Handbrause nicht an Düse oder Schlauch anfassen.

Sprühstrahl nicht auf Lebewesen richten.

Das Wasser, das aus der Düse austritt, kann bis ca. 95°C heiß sein; deshalb mit der Handbrause nur im Bereich des Gerätedeckels bzw. dem Waschbecken sprühen.



Beim manuellen Ausbrühen mit der Handbrause muss der Kugelhahn (schwarzer Hebel rechts oben am Gehäuse) vorab in die Position „senkrecht nach unten“ umgestellt werden.


Um den Schlauch und die Handbrause bei Nichtbenutzung zu entlasten, immer den Kugelhahn in die Grundstellung = Position „waagrecht nach hinten“ zurückstellen.



Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes sollte der Netzstecker gezogen werden.

8.2 Bedienung

- Gerät unter Zugabe von **Wachs-Ex** bis zum Überlauf mit Wasser befüllen (max. 18,5 Liter). Dosierung ca. 40 ml Wachs-Ex bei 18,5 Litern.
- Überfüllung unbedingt vermeiden!
- Hauptschalter einschalten (grüner Kippschalter).
- Wasserstand prüfen – Wassermangelanzeige (A) darf nicht blinken.
- Vorbereitete Küvetten im Spanner in das Gerät stellen.
- Das automatische Ausbrühen (Temperatur/ Zeit) wird durch Symbol (6) gestartet. Nach Ablauf des Ausbrühvorgangs sinkt/ steigt die Temperatur wieder auf die Vorheiztemperatur (7).
- Für das manuelle Ausbrühen muss zunächst der Kugelhahn in die Hebelstellung „senkrecht nach unten“ und anschließend das Symbol (5) berührt werden.
- Der Vorgang muss durch erneutes Berühren des Symbols (5) beendet werden.



8.3 Handbrause (manuelles Ausbrühen)

Im betriebsbereiten Zustand (> 65 °C) ist es jederzeit möglich (durch Umlegen des Kugelhahns in die Hebelstellung „senkrecht nach unten“) die Handbrause zu aktivieren. Einstellungen sind wie unter **7 Installation/ Inbetriebnahme/ Menüfunktionen** beschrieben vorzunehmen.

Nach Gebrauch den Kugelhahn immer wieder in die Grundstellung (Hebelstellung „waagrecht nach hinten“) zurückstellen.



Bitte beachten Sie ggf. die Warnhinweise.

9 Störungssuche/ Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Fehlerbehebung
Wapo-Ex 8 III heizt nicht	Niveaufühler verschmutzt	Niveaufühler reinigen
	Wasserstand zu gering	Wasser nachfüllen
Wassermangelanzeige und ein akustischer Warnton ertönt. <i>Abb: 1.</i>	Niveaufühler verschmutzt	Niveaufühler reinigen
	Wasserstand zu gering	Wasser nachfüllen bis Kontrollleuchte erlischt
Touchdisplay arbeitet nicht korrekt	Touchdisplay neu kalibrieren	Gerät einschalten und während das Wassermann-Logo erscheint das Touchdisplay 2 mal berühren. Nun gelangen sie in die selbst-erklärende Touchpanel-Calibration. <i>Abb.: 2-3</i>
Programm läuft nicht ab obwohl die Soll-Temperatur erreicht ist.	Bei Arbeitsmodus (a) wird bewusst 1°C überheizt und kurz gewartet um die Werte zu validieren.	Kein Fehler, bitte ca. 45 sec. warten.



Wenn die genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dental-Depot oder mit unseren Service-Mitarbeitern in Verbindung.




Abbildung 1



Abbildung 2




Abbildung 3

10 Instandhaltung

10.1 Reinigung



Vor Pflegearbeiten den Netzstecker ziehen.

Das Typenschild muss immer im gut lesbaren Zustand sein und darf nicht entfernt werden.



Äußerliche Verunreinigungen von Zeit zu Zeit mit einem Kaltreiniger entfernen. Als Reinigungsmittel darf nur Kaltreiniger verwendet werden, um Beschädigungen an der Lackierung bzw. an der Beschriftung auszuschließen. Um immer einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollte das Gerät in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

1x pro Woche

- Wasserwechsel mit Zugabe von **Wachs-Ex**.
Dosierung ca. 40 ml Wachs-Ex bei 18,5 Litern.
- Reinigung des Niveaufühlers (weißer Kunststoffring), z. B. mit einer Nagelbürste.

Alle 2 Wochen

- Auswechseln der Filtermatte (weiße Seite nach unten).

Alle 4 Wochen mit Kalk-Ex reinigen.

- Dosierung: ca. 300ccm Kalk-Ex auf eine Füllmenge (18,5 Liter Wasser)
- Bei erhöhtem Kalkanteil sollte die Dosierung entsprechend erhöht werden! -
- Die Erstausrüstung mit Kalk-Ex ist im Lieferumfang enthalten.



Achtung!

Kalk-Ex maximal **12** Stunden einwirken lassen.
Lösung ablassen und gründlich durchspülen!



Achtung!

Bitte den Wasserstandsensor spätestens alle 14 Tage mit einer Bürste reinigen.



10.2 **Wartung**

Das Gerät ist wartungsfrei. Es ist lediglich darauf zu achten, dass das Gerät sauber gehalten wird.

10.3 **Reparaturen**



Service oder Reparaturen an dem Gerät dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Im Ersatz sind nur Originalteile zu verwenden. Die Produkthaftung erlischt bei Veränderung des Gerätes durch unbefugte Personen und durch Einbau von bauartfremden Teilen.

10.4 **Ersatzteile**

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an unsere Service-Hotline.

10.5 **Service-Hotline 040/ 730 92 6-0**

10.6 **Lieferumfang/ Zubehör**

Im Lieferumfang enthalten:

- Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)
- Abflussschlauch, 1,5 m
- Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör:	Artikel Nr.
Fahrbares Untergestell (B 620 x H 550 x T 430 mm)	170120
Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)	170021
Abflussschlauch, PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4“) per lfd. Meter	320030

10.7 Garantie

Die Garantiezeit unserer Geräte beträgt 12 Monate. Tritt innerhalb dieser Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Gerät auf, so benachrichtigen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder setzen Sie sich direkt mit unseren Service-Mitarbeitern in Verbindung.

Das Gerät darf nur im technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Bei auftretenden Mängeln, durch die Mitarbeiter oder Dritte gefährdet werden könnten, darf das Gerät erst nach erfolgter Instandsetzung wieder benutzt werden.

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch ferner durch äußere mechanische Einwirkungen, Transportschäden sowie eigenmächtige Eingriffe in das Gerät durch nicht autorisierte Personen entstehen, sind durch diese Garantie nicht gedeckt.

11 Technische Daten

Wapo-Ex 8 III	Artikel Nr.: 170981
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	610 x 540 x 420 mm
Gewicht	42,0 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l

Die Geräuschemissionswerte des Gerätes sind ≤ 70 dB (A).



Technische Änderungen vorbehalten.

12 Entsorgung des Geräts

Die Entsorgung des Geräts muss durch einen Fachbetrieb erfolgen. Der Fachbetrieb ist dabei über gesundheitsgefährdende Rückstände im Gerät zu informieren.

12.1 Entsorgungshinweis für die Länder der EU



Zu Erhaltung und Schutz der Umwelt, der Verhinderung der Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, wurde von der europäischen Kommission eine Richtlinie erlassen, nach der elektrische und elektronische Geräte vom Hersteller zurückgenommen werden, um sie einer geordneten Entsorgung oder einer Wiederverwertung zuzuführen.

Die Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union daher nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden

Bitte informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung.

12.2 Besondere Hinweise für Kunden in Deutschland

Bei den Wassermann Elektrogeräten handelt es sich um Geräte für den gewerblichen Einsatz. Diese Geräte dürfen nicht an den kommunalen Sammelstellen für Elektrogeräte abgegeben werden, sondern werden von Wassermann zurückgenommen.

13 EU-Konformitätserklärung

gemäß 2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie) und 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2006/42/EG (Maschinen-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

Hersteller: **W A S S E R M A N N** Produktbeschreibung: Ausbrühautomat
Dental-Maschinen GmbH für den
Rudorffweg 15-17 Dentalbereich
21031 Hamburg
Deutschland

Maschinen-Typ: Wapo-Ex-8 III Art.-Nr. 170981

Angewandte Normen: DIN EN 61010-1
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-1
DIN 45635-1
DIN EN 60335-1

Hiermit wird bestätigt, dass die oben bezeichnete Maschine den genannten EU-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung wird ungültig, falls die Maschine ohne unsere Zustimmung verändert wird.

This is to confirm that the above mentioned machine complies with the described EU rules. This declaration becomes invalid if the machine is modified without our approval.

Cette machine est conforme aux normes en vigueur d'Union européenne. Cet avis est nul et non avenant si cette machine est modifiée sans notre accord.

Esta máquina, anteriormente mencionada, cumple con los límites requeridos por el reglamento UE. Ahora bien, esta declaración quedará invalidada en caso de realizar modificaciones al aparato sin nuestra aprobación.

Hiermee wordt bevestigd dat bovengenoemde machine voldoet aan de voorgeschreven EU normen. Deze verklaring verliest geldigheid als er zonder onze uitdrukkelijke toestemming wijzigen aan de machine worden aangebracht.

Ort, Datum: Hamburg, 27.02.2020

Firmenstempel :



Unterschrift : _____
Sven Wassermann
(Geschäftsführer)



WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN GMBH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg



[/WassermannDentalmaschinen](#)