

## ● GIPSTRIMMER HSS-88

Der Klassiker unter den Nasstrimmern



### Technische Informationen

Kraftvoll, flexibel und langlebig: Aus gutem Grund ist der vielseitige HSS-88 Wassermanns meistverkaufter Trimmer. Denn durch seinen durchzugs- und drehmomentstarken und dank seiner speziellen Kurzschlussläufertechnik dabei vollkommen verschleiß- und wartungsfreien 1000-Watt-Motor garantiert er höchste Schleifgeschwindigkeiten. Zusätzlich ist der HSS-88 auch besonders flexibel, denn er lässt sich mit allen von Wassermann angebotenen Schleifscheiben und der KFO-Ausstattung einsetzen. Da die Motorkühlung über den Außenmantel erfolgt, ist eine Verschmutzung des Motors ausgeschlossen. Und dass der Trimmer ebenso geräuscharm wie vibrationsfrei läuft, versteht sich bei Wassermann ohnehin von selbst.

- vielseitiger, leistungsstarker Nasstrimmer
- alle Wassermann Schleifscheiben verwendbar
- höchste Schleifgeschwindigkeit mit 3000 min<sup>-1</sup>
- sehr drehmomentstarker und wartungsfreier Motor, spritzwassergeschützt nach IP 54
- stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen – dadurch kein Überlaufen des Wassers
- serienmäßig mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung ausgestattet
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- großer Arbeitsausschnitt von 10,5 x 14,5 cm

# ● Technische Daten und Zubehör

<b>HSS-88 ohne Schleifscheibe</b>	<b>Artikel Nr.: 168997</b>
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	4,6 A
Leistung	1000 W
Maße B x H x T	330 x 335 x 410 mm
Gewicht	19,8 kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Betriebsart	S6 - 40 %
Tischmaß vorstehend	120 mm

<b>HSS-88 inkl. Schleifscheibe</b>	<b>Artikel Nr.:</b>
inkl. Diamantschleifscheibe	168998
inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	168996
inkl. Korundschleifscheibe	168999
inkl. Folienschleifscheibe	168991

<b>Lieferumfang</b>	<b>Artikel Nr.:</b>
Schrägaufgabe	168037
Zuflussschlauch 1 m	320006
Abflussschlauch 1 m	320017
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel Nr.:</b>
Umrüstsatz für HSS-88, Dia-Quick- u. Folienschleifscheibe	168071
Schleifvorrichtung KMS nach B.E.G.G.	168080
Richtlicht GTE	168081
Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	168082
Wandkonsole	168056
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abrichtapparat zum Aufräumen von Korundschleifscheiben	710001
Ersatz-Diamantschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168063
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert, inkl. Fett	162063
Ersatz-Korundschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168024
Ersatz-Folienschleifscheibe, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162023
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



HSS-88 mit KFO-Sonderzubehör



HSS-88 mit Schrägaufgabe

## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- meistverkaufter Trimmer von Wassermann Dental-Maschinen
- alle Wassermann Schleifscheiben und KFO-Ausstattung verwendbar
- 3000 min<sup>-1</sup>
- leistungsstarker 1000-Watt-Motor
- umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- Schleifvorrichtungen KMS sind auch in der Schweizer- u. EOS-Ausführung lieferbar

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)

**WASSERMANN**  
DENTAL-MASCHINEN

● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com