

● **WACHSAUSBRÜHAUTOMAT****WAPO-EX 8****Kompakt im Format, groß in der Leistung****Technische Informationen**

Kompakt, ausgereift, langlebig: Der Wapo-Ex 8 ist die ideale Lösung, wenn der Platz beschränkt, aber der Anspruch groß ist. Bis zu 8 Küvettenhälften werden gleichzeitig und vollautomatisch ausgebrüht. Vielseitige Funktionen und reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung ermöglicht dabei das ausgereifte Multifunktionsdisplay. Erstklassige Verarbeitung, besonders hochwertige und wartungsfreie Bauteile sowie die elektronische Wassermangelanzeige garantieren zusätzlich maximale Sicherheit, geringen Pflegeaufwand und eine hohe Lebensdauer. Anwenderfreundlich: Der Spritzschutz und die integrierte Handbrause zum manuellen Ausbrühen auf dem tiefliegenden Lochsiebdeckel.

- kompaktes Tischgerät zum Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- informatives Multifunktionsdisplay mit vielseitigen Funktionen bei einfacher Handhabung
- thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe aus Bronze; wartungsfrei
- energiesparende Behälter-Thermoisolierung
- in den Seitenwänden versenktes Sprühsystem für freien Zugang zu den Küvettenkörben
- komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- optische und akustische Wassermangelanzeige
- leicht und werkzeugfrei zu reinigen

● Technische Daten und Zubehör

Wapo-Ex 8	Artikel Nr.: 170991
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	610 x 540 x 420 mm
Gewicht	42,0 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170021
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") -1,5 m	320030
Schlauchschelle D20 - 32 x 12,2	322017

Zubehör	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170021
Fahrbares Untergestell	170120
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") per lfd. Meter	320030

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompaktes Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- vielseitiges Multifunktionsdisplay
- einfache Handhabung
- langlebig und energiesparend
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- integrierte Handbrause und Spritzschutz

www.wassermann-dental.com