

FEINSTRAHLER

CEMAT-NT 4/-NT 3/ -NT 2

Oberflächenbearbeitung in Perfektion



Cemmat-NT 4

Technische Informationen

Ob Abstrahlen, Aufräumen oder Glanzstrahlen: Mit den präzisen Feinstrahlgeräten der Cemmat- NT-Serie sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert. Die mit 2 bis 4 Strahlmittelbehältern ausgestatteten Feinstrahlspezialisten vereinigen alles, was man von einem Gerät dieser Klasse erwarten sollte: Das beginnt beim gleichmäßigen, pulsierungsfreien Strahl und reicht von der innovativen Dosiereinrichtung über die ultraschnelle Start/Stop-Technik bis hin zur individuellen und pneumatischen Strahlsteuerung über Tastkontakt direkt am Griffel. Optimale Sicht und besonders hohen Schutz bietet die spezialbeschichtete Schutzscheibe.

- vielseitige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Kammern
- gleichmäßiger, pulsierungsfreier Strahl von 1 – 6 bar
- individuelle pneumatische Strahlsteuerung über Tastkontakt direkt am Griffel
- praktisches Farbleitsystem
- hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- mit Ausnahme der Beleuchtung keine elektrischen Bauteile
- filterentlastende Sandschublade zum Auffangen grober Materialien
- mit handlicher Luftausblasdüse für einfache Reinigung

Technische Daten und Zubehör

Cemat-NT 4 Cemat-NT 3 Cemat-NT 2	Artikel Nr.: 190992 Artikel Nr.: 190990* Artikel Nr.: 190993**
Spannung *	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme max.	8 A
Leistung	50 W
Maße B x H x T	550 x 480 x 610 mm 430 x 480 x 610 mm ^{*/ **}
Gewicht	42,6 kg, 37,7 kg [*] , 34,0 kg ^{**}
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Tankinhalt	800 cm ³ = 1,2 kg
Druckluftanschluss	3-6 bar
Arbeitsdruck	1-6 bar
Absaugstutzen	75 mm

Lieferumfang	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau), 2 m	320026
Zuleitung	592012
Cemat-NT 4 inkl. 4 Feinstrahldüsen 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 0,8 (rot), 1,2 (grün)	190992
Cemat-NT 3 inkl. 3 Feinstrahldüsen 1,2 (blau), 0,8 (rot), 0,6 (grün)	190990
Cemat-NT 2 inkl. 2 Feinstrahldüsen 0,8 (rot), 1,2 (grün)	190993
Zubehör	Artikel Nr.:
Automatisches Stativ	190420
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau), per lfd. Meter	320026
Manschette	190175
Ersatz-Feinstrahldüse 0,4 mm	190254
Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	190250
Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	190251
Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	190252

Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln.

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Cemat-NT 2



Cemat-NT 3



Cemat-NT 4



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- präzise und langlebige Feinstrahlgeräte zum Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen
- Permanent-Drucksystem gegen Verunreinigung und Feuchtigkeit im Strahlmittel
- individueller Strahldruck für jeden Griffel
- problemloser Strahlmittelwechsel für alle Strahlmittelgrößen über sämtliche Kammern ohne Werkzeug möglich
- gleichmäßiger Strahl, geringer Verbrauch
- spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht

www.wassermann-dental.com

WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com