



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



APR-1



Ausbettpresse



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Ausbettpresse APR-1

Mit der APR-1 erfolgt das Ausbetten der Einbettmassen bei geringem Krafteinsatz und mit nur einer Hebelbewegung nahezu staubfrei und vollkommen sicher. Durch das gleichmäßige und zentrale Pressen von oben werden die Gussringe besonders geschont und somit eine lange Lebensdauer garantiert.



Individuelle Wahl der Hebelposition,
senkrecht oder schräg

Griffbereite Druckstücke für die verschiedenen
Muffelgrößen direkt am Gehäuse

Die APR-1 kann am Tisch
verschraubt werden,
optionaler Wandhalter erhältlich

Exaktes Fassen der Muffel durch präzise
Ausarbeitung des Gussringwürfels

Eigenschaften

- **Im Lieferumfang enthalten:**
APR-1 Würfel für Gussringe / Gussküvetten
(DeguDent / Heraeus Kulzer)
Druckstück Ø 26
Druckstück Ø 43
Druckstück Ø 60
Druckstück Ø 75

Zubehör	Artikel Nr.
Wandhalter	128100

APR-1	Artikel Nr. 128999
Maße B x H x T	160 x 380 x 160 mm
Höhe inkl. Griff	670 mm
Gewicht	13,8 kg
Würfelgröße	97 x 97 x 97 mm