



Dampfpistole



Edelstahl-Spritzschutz mit Kunststoffwanne, als Zubehör erhältlich

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe. Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

### Wasi-Steam Classic



Dampfstrahler



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg  
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

# Dampfstrahler

## Wasi-Steam Classic

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der **Wasi-Steam Classic** ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Insbesondere dem Mehrplatzanwender bietet er mit seinem variablen Arbeitsdruck von bis zu 4,2 bar eine ebenso schonende wie auch schnelle und dabei vor allem gründliche Reinigung aller Kleinteile.

Manuell befüllbar,  
flexible Standortwahl

Komfortable Anwendung durch  
Einhandbedienung an der  
Dampfpistole

Variabler Arbeitsdruck

Manuell rückstellbarer  
Temperaturschutzschalter



### Eigenschaften

- Optimal für den Einsatz bei kleinem Platzangebot
- Regelbar bis zu 4,2 bar
- Kurze Aufheizphase durch 1200 Watt-Edelstahlheizung
- Schonend und schnell in der Anwendung, gründlich im Ergebnis
- Hohe Sicherheit durch Trockenlaufschutz
- Wandmontage möglich
- Tank und diverse Gehäuseteile aus Edelstahl
- **Im Lieferumfang enthalten:**  
Befestigungsset für Wandmontage

Zubehör	Artikel Nr.
Spritzschutzeinheit (B 235 x H 385 x T 294 mm)	174360
1 L Kalklöser	655002
Spezial-Düse Ø 2,5 mm (Standard-Düse Ø 1,2 mm, Artikel Nr. 174100)	174352

Wasi-Steam Classic	Artikel Nr. 174993
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	5,3 A (Si 6,3 A (mt))
Leistung	1220 W
Maße B x H x T	235 x 340 x 340 mm
Gewicht	11,0 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Arbeitsdruck	max. 4,2 bar
Dampftemperatur	ca. 151°C
Kesselinhalt	3,3 l
Schutzklasse	IP 22