

● POWER-RÜTTLER KV-16 / KV-26 KV-26 plus / KV-36 und KV-56

Gut vibriert ist stark verdichtet



KV-16, KV-26 plus, KV-36
Edelstahlausführung, kunststoffpulverbeschichtet



KV-26 Edelstahlausführung
kunststoffpulverbeschichtet

Technische Informationen

Sie sind echte Siegertypen – massiv, stark und standfest. Die kräftigen Power-Rüttler von Wassermann bieten für jeden Anspruch die passende Lösung. Gleichmäßige Rüttelintensität über den gesamten Rütteltisch ist dabei ebenso garantiert wie eine in diesem Bereich einzigartige Schwingungsintensität durch die zentral angeordneten Schwingmagnete und höchste Präzision in der Fertigung. Alle Geräte sind selbstverständlich für den Dauerbetrieb ausgelegt und von 3000 auf 6000 Schwingungen umschaltbar – zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität. Alle Geräte sind mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen ausgestattet.

- extrem kräftige Rüttler für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- einzigartige Schwingungsintensität durch höchste Fertigungs-Präzision
- umschaltbar von 3000 auf 6000 Schw./min. geräteabhängig zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität
- gleichmäßige Rüttelintensität über den ganzen Tisch durch zentral angeordnete und für die Dauerbelastung ausgelegte Schwingmagnete
- Gummiauflagen abnehm- und abwaschbar
- alle Geräte linksseitig mit Edelstahl-Bügel, welcher beim Ausgießen von Abdrücken benutzt werden kann

Technische Daten und Zubehör

KV	weiß	matt
KV-16	Art.-Nr.: 169998	169986
KV-26	Art.-Nr.: 169996*	169987*
KV-26 plus	Art.-Nr.: 169992**	169988**
KV-36	Art.-Nr.: 169999***	169989***
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz	
Stromaufnahme	0,3 A, 0,6 A***	
Leistung	70 W, 130 W***	
Maße B x H x T	145 x 150 x 143 mm 228 x 150 x 143 mm*/** 308 x 173 x 208 mm***	
Gewicht	3,9 kg, 5,2 kg*/**, 10,9 kg***	
Schallpegel	≤ 59 dB(A)	
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar **/****)	
Tischmaße	130 x 130 mm, 210 x 130 mm*/** 293 x 200 mm***	
Schutzklasse	IP 54	

KV-56	Artikel Nr.: 169997
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,3 A
Leistung	282 W
Maße B x H x T	445 x 187 x 286 mm
Gewicht	18,6 kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar)
Tischmaße	430 x 286 mm
Schutzklasse	IP 54

Zubehör

Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Gummiauflage KV-16	169201
Ersatz-Gummiauflage KV-26 / KV-26 plus	169101
Ersatz-Gummiauflage KV-36	169010
Ersatz-Gummiauflage KV-56	169510

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



KV-16, KV-26 plus, KV-36 Edelstahlausführung, matt



KV-26 Edelstahlausführung, matt



KV-56 Alu-Gussgehäuse, kunststoffpulverbeschichtet

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- starke Rüttler in diversen Ausführungen
- KV-16, -26, -26 plus und -36: extrem widerstandsfähige Gehäuse aus Edelstahl, kunststoffpulverbeschichtet oder matt
- KV-56: kunststoffpulverbeschichtetes Alu-Gussgehäuse
- hohes Eigengewicht für absolute Standfestigkeit
- für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- z.T. stufenlos regelbare Rüttelintensität
- für Dauerbelastung ausgelegt
- alle Geräte mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen

www.wassermann-dental.com

 **WASSERMANN**
DENTAL-MASCHINEN

Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com