

● DAMPFSTRAHLER

WASI-STEAM 2

Nicht nur sauber sondern rein



Wasi-Steam 2 mit Zubehör Spritzschutz

Technische Informationen

Stark, stärker, Wasi-Steam 2: Mit diesem durchdachten Dampfstrahler verfügen Sie über das leistungsstärkste Gerät, das der Markt bietet. Ebenso gründlich wie schonend eignet er sich für den gesamten Reinigungsbereich in Labor und Praxis. Sein hoher Reinigungsdruck von bis zu 6 bar garantiert gleichzeitig auch eine hohe Reinigungstemperatur. Dabei lassen sich Dampfmenge und Nassdampfsättigung besonders bedienerfreundlich ganz einfach per Drehknopf regulieren. Dank des praktischen Festwasseranschlusses ist eine manuelle Befüllung überflüssig. Und da der Wasi-Steam 2 ohne chemische Zusätze auskommt und sich elektronisch entkalkt, schont er außerdem die Umwelt.

- leistungsstarker Dampfstrahler für den gesamten Reinigungsbereich
- bedienerfreundliche Anwendung durch Drehknopf gesteuerte Nassdampfsättigung und Dampfmenngen-Regulierung
- Dampfdruck in Ruhephase 5 bar / im Betriebszustand 6 bar
- besonders dichtungsschonend durch Druck-Rückgang auf 5 bar nach 10-minütiger Unterbrechung
- Wahltaaste für Nass- bzw. Trockendampf
- Festwasseranschluss, elektronische Entkalkung, Service-Intervallanzeige und massiver Edelstahl-Dampfkessel

● Technische Daten und Zubehör

Wasi-Steam 2	Artikel Nr.: 174992
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	8,3 A (Si 10 A)
Leistung	1880 W
Maße B x H x T	450 x 490 x 265 mm
Gewicht	30 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Arbeitsdruck	max. 6 bar (stand by 5 bar)
Dampftemperatur	max. 164°C bei 6 bar
Kesselinhalt	2,2 l
Schutzklasse	IP 33
Betriebsart	Aussetzbetrieb 5/5 min

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Abflussschlauch	320031
Zuflussschlauch	320060
4-Kant-Steckschlüssel	174133
Zubehör	Artikel Nr.:
Spritzschutzeinheit (B max. 555 x H max. 250 x T max. 160 (links) / 210 (rechts) mm)	174230
Befestigungsset	174090
Wandhalter	174280
Konsole für Spritzschutzeinheit (bei Wandbefestigung)	174288

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Wasi-Steam 2 ohne Zubehör



Dampfpistole



Spritzschutz

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kraftvoller und zuverlässiger Dampfstrahler für alle Reinigungsanwendungen
- übersichtliche Druck- und Temperaturanzeigen
- einfache Handhabung, hoher Sicherheitsstandard
- langlebig, vielseitig und umweltschonend
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Festwasseranschluss, elektronische Entkalkung, Service-Intervallanzeige und massiver Edelstahl-Dampfkessel

www.wassermann-dental.com

WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com