

● AUSBETTPRESSE APR-1

Schonend pressen? Aber sicher!



Technische Informationen

Schonend, sicher und spielend einfach in der Anwendung: Mit der APR-1 gelingt das Ausbetten der Einbettmassen fast wie von selbst. Bei geringem Kräfteinsatz und mit nur einer Hebelbewegung erfolgt das Ausbetten nahezu staubfrei und vollkommen sicher. Durch das gleichmäßige und zentrale Pressen von oben werden die Gussringe besonders geschont und somit eine lange Lebensdauer garantiert. Die Hebelposition lässt sich vom Anwender individuell bestimmen, eine optimale Handhabung dadurch ermöglicht. Besonders praktisch: Die jeweiligen Druckstücke für die unterschiedlichen Muffelgrößen befinden sich griffbereit am Gehäuse und sind somit vor dem Verlust geschützt. Kurz und gut: Sie können auf vieles verzichten – auf die APR-1 nicht.

- robuste Ausbettpresse für das sichere und schonende Ausbetten von Einbettmassen
- leicht zu handhaben, geringer Kräfteinsatz erforderlich
- Schonung der Gussringe durch gleichmäßiges und zentrales Pressen
- individuelle Wahl der Hebelposition – senkrecht oder schräg
- griffbereite Druckstücke für die verschiedenen Muffelgrößen direkt am Gehäuse
- exaktes Fassen der Muffel durch präzise Ausarbeitung des Gussringwürfels
- Gerät kann am Tisch verschraubt werden, optionaler Wandhalter erhältlich

● Technische Daten und Zubehör

APR-1	Artikel Nr.: 128999
Maße B x H / H inkl. Griff x T	160 x 380 / 670 x 160 mm
Gewicht	13,8 kg
Höhe mit Griff	670 mm
Würfelgröße	97 x 97 x 97 mm

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Würfel für Gussringe / Gussküvetten (DeguDent / Heraeus Kulzer)	128006
Druckstück D 26	128020
Druckstück D 43	128011
Druckstück D 60	128010
Druckstück D 75	128009

Zubehör	Artikel Nr.
Wandhalter	128100

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- unverzichtbare Ausbettpresse zum schonenden und sicheren Ausbetten von Einbettmassen
- Gussring schonende Handhabung bei geringem Kräfteinsatz
- am Gehäuse untergebrachte Druckstücke für die verschiedenen Muffelgrößen
- Tischverschraubung möglich, optionaler Wandhalter

www.wassermann-dental.com