

● FEINSTRAHLER PUNA

Die Premium-Kompaktklasse!



Technische Informationen

Das Feinstrahlgerät Puna ist ein kompaktes Feinstrahlgerät der Premiumklasse. Es erlaubt ein besonders effizientes und schnelles Arbeiten. Der Einsatz aller gängigen Strahlmittel und Korngrößen ist möglich. Der Strahlmittelfluss wird per Fußschalter gesteuert. Neben seinen ergonomischen Strahlgriffeln überzeugt der Feinstrahlspezialist durch seine langlebigen Strahlschläuche und einen geringen Strahlmittelverbrauch.

- preisgünstiges Feinstrahlgerät mit zwei Kammern
- leichte Bedienung per Fußschalter
- präziser Arbeitsdruck von 1 – 6 bar durch Manometersteuerung
- optimale Ausleuchtung, geschützte Leuchtstofflampe
- spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- praktisches Farbleitsystem und angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel

● Technische Daten und Zubehör

Puna	Artikel Nr.: 190897
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme max.	8 A
Leistung	50 W
Maße B x H x T	400 x 335 x 455 mm
Gewicht	10,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Tankinhalt	420 cm ³
Druckluftanschluss	3-6 bar
Arbeitsdruck	1-6 bar
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen

Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln und unsere Absaugung SG-10 / SG-20.

Lieferumfang	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau) 2 m	320026
Zuleitung	592012
Puna inkl. 2 Feinstrahldüsen, 0,8 (blau), 1,2 (rot)	190897

Zubehör	Artikel Nr.:
PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau) per lfd. Meter	320026
Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	190550
Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	190551
Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	190552

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompaktes Feinstrahlgerät mit 2 Kammern
- optimale Arbeitsraumausleuchtung, hygienische Durchgreifstulpen
- Anschlussmöglichkeit für Absauganlage
- lange Lebensdauer, hohe Flexibilität
- geringer Strahlmittelverbrauch
- spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht

www.wassermann-dental.com

WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com