

## ● ABSAUGTISCH TIMOBIL

Die mobile Absaugstation mit dem Plus an Technik



### Technische Informationen

Variabel, durchdacht und besonders saugstark: Mit dem verschleiß- und wartungsfreien Timobil verfügen Sie über ein mobiles Absauggerät, das in Praxis und Labor keine Wünsche offen lässt. Natürlich arbeitet das Timobil - wie fast alle Wassermann Absauganlagen - nach dem Niederdruckprinzip. Das bedeutet: Das Absaugen erfolgt mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit. Der Vorteil für Sie: Ein entspanntes weil nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Und durch die Einschaltautomatik lässt sich das Timobil besonders praktisch über das ergonomische und vibrationsfreie Motor-Handstück starten.

- mobiles, wartungs- und verschleißfreies Absauggerät für Praxis und Labor
- mit robuster und ergonomischer Technikmaschine
- starkes Drehmoment, hohe Rundlaufgenauigkeit, bürstenloser Motor
- laufruhig, für Dauerbetrieb geeignet
- keine Wärmeabführung, kein Auskühlen der Hände
- Plexiglas-Schutzscheibe vor dem Arbeitsbereich
- hoher Schutz durch Nachlaufautomatik der Absauganlage
- hochwertige, schnell auszutauschende Filtertasche

# ● Technische Daten und Zubehör

Timobil	Artikel Nr.: 149999
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,5 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme max.	8 A
Leistung	350 W
Maße B x H x T	530 x 900 x 480 mm
Gewicht	28,1 kg
Saugleistung	500 m <sup>3</sup> / h (freiblasend)
Leistung Steuergerät	160 W
Leistung Handstückmotor	95 W
Drehzahl Handstückmotor	1000 – 40 000 min <sup>-1</sup>
Betriebsart	S6 (4 min. / 10 min.)

Lieferumfang	Artikel Nr.
Motor-Handstück	111121
Handstückablage	111103
Schutzscheibe	149035
Mikro-Feinstaub-Filtertasche	---
Zubehör	Artikel Nr.
Saughaube	149130
Saughaube inkl. Beleuchtung	149140
Ersatz Mikro-Feinstaub-Filtertasche, (Staubklasse M), 1 Satz = 4 Stück	611010
Ersatz-Filtertasche für Gips (Kl. 1 / Kl. 2), 1 Satz = 4 Stück	611018
Ablagetablett	149010

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Timobil inkl. Sonderzubehör Saughaube mit Beleuchtung



Timobil inkl. Sonderzubehör Saughaube



Motor-Handstück

## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- mobiles Absauggerät für Praxis und Labor
- ergonomisches und leistungsstarkes Motor-Handstück
- nahezu lautloser Betrieb, kein Auskühlen der Hände
- automatisches Starten der Absauganlage über das Motor-Handstück
- höchst wartungs- und verschleißarm

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)