

● DOSIERWAAGEN DSW-2/4 K UND DSW-2

Präzisionswunder für jedes Labor



DSW-2/4 K



DSW-2

Technische Informationen

Für Präzisionsmischungen unverzichtbar: Mit den Dosierwaagen DSW-2/4 K bzw. DSW-2 werden exakte Mischverhältnisse und reproduzierbare Arbeitsergebnisse zum Kinderspiel. Beide Geräte eignen sich zum Anmischen aller gängigen Gipse und Einbettmassen, garantieren gleichbleibende Mischverhältnisse und sichern so konstante Qualität. Nach Abwiegen der Pulvermenge wird die benötigte Flüssigkeitsmenge automatisch zugeführt. Alle Pumpen können einzeln gesteuert, zusätzlich auch bis zu 30 Mischungsverhältnisse abgespeichert werden. Die DSW-2/4 K verfügt zusätzlich über ein spezielles Kühlsystem, mit dem das Liquid konstant auf die eingestellte Gradzahl gekühlt wird (17°C, 19°C oder 21°C).

- Präzisionswaagen für die moderne Dosier- und Wiegetechnik
- zum Anmischen aller gängigen Gipse und Einbettmassen
- DSW-2/4 K: serienmäßig mit 4 Pumpen gekühlt, Aufrüstung um 2 Pumpen ungekühlt möglich
DSW-2: serienmäßig mit 1 Pumpe ungekühlt, Aufrüstung um 5 Pumpen ungekühlt möglich
- Speicherung von bis zu 30 Mischungsverhältnissen
- große und deutliche LCD-Anzeige
- Wiegeteil aus hochwertigem VA-Stahl

● Technische Daten und Zubehör

DSW-2/4 K DSW-2	Artikel Nr.: 172989 Artikel Nr.: 172988*
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,7 A, 0,5 A*
Leistung	100 W, 75 W*
Maße B x H x T	210 x 470 x 410 mm
Gewicht	17,5 kg 13,0 kg*
Wiegebereich	min. = 5 g, max. = 6000 g, min. Dosiermenge (e) = 2 g
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 g
Temperatureinsatzbereich	5 – 35 °C
Temperaturbereiche Kühlsystem (DSW-2/4 K)	17°C, 19°C, 21°C

*Andere Spannungen auf Anfrage

Lieferumfang	Artikel Nr.:
DSW-2/4 K mit 4 Pumpen gekühlt	172989
DSW-2 mit 1 Pumpe ungekühlt	172988
Zubehör	Artikel Nr.:
Aufrüstung um eine Pumpe ungekühlt	172299

Technische Änderungen vorbehalten



Dosierwaage DSW-2/4 K

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- konstante Mischverhältnisse von Pulver und Flüssigkeiten
- Präzisionswaage: Wiegegenauigkeit +/- 0,5 g, maximale Belastung 6 kg
- Kühlsystem mit 3 Temperaturbereichen (DSW-2/4 K)
- vielseitig programmier- und erweiterbar
- extrem widerstandsfähige und leicht zu reinigende Gehäuse, kunststoffpulverbeschichtet

www.wassermann-dental.com



● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
 Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg
 Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
 info@wassermann-dental.com