



DSW-2



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

DSW-2/4K und DSW-2



Dosierwaagen



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Dosierwaagen DSW-2/4K & DSW-2

Für Präzisionsmischungen unverzichtbar: Mit den Dosierwaagen DSW-2/4K bzw. DSW-2 werden exakte Mischverhältnisse und reproduzierbare Arbeitsergebnisse zum Kinderspiel. Nach Abwiegen der Pulvermenge wird die benötigte Flüssigkeitsmenge automatisch zugeführt. Alle Pumpen können einzeln gesteuert werden. Die DSW-2/4K verfügt zusätzlich über ein spezielles Kühlsystem, mit dem das Liquid konstant auf die eingestellte Gradzahl gekühlt wird (17°C, 19°C oder 21°C).

DSW-2/4K
zusätzlich
mit Kühlsystem

Große und deutliche
LCD-Anzeige

Speicherung von bis zu
30 Mischungsverhältnissen

Kunststoff-
pulverbeschichtetes
Gehäuse

Wiegeteil aus Edelstahl, leicht zu reinigen

Eigenschaften

- Präzisionswaage für die moderne Dosier- und Wiegetechnik
- Zum Anmischen aller gängigen Gipse und Einbettmassen
- Konstante Mischverhältnisse von Pulver und Flüssigkeiten
- Extrem widerstandsfähiges Gehäuse, leicht zu reinigen
- DSW-2/4K serienmäßig mit 4 Pumpen gekühlt, Aufrüstung um 2 Pumpen ungekühlt möglich
- DSW-2 serienmäßig mit 1 Pumpe ungekühlt, Aufrüstung um 5 Pumpen ungekühlt möglich
- Im Lieferumfang enthalten:
DSW-2/4K mit 4 Pumpen gekühlt
DSW-2 mit 1 Pumpe ungekühlt

Zubehör	Artikel Nr.
Aufrüstung um 1 Pumpe ungekühlt	390030
DSW-2/4K DSW-2	Artikel Nr. 172989 Artikel Nr. 172988
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme DSW-2/4K	0,7 A
Stromaufnahme DSW-2	0,5 A
Leistung DSW-2/4K	100 W
Leistung DSW-2	75 W
Maße B x H x T	210 x 470 x 410 mm
Gewicht DSW-2/4K	17,5 kg
Gewicht DSW-2	13,0 kg
Wiegebereich	min. = 5 g, max. = 6000 g, min. Dosiermenge (e) = 2 g
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 g
Temperatureinsatzbereich	5 – 35 °C
Temperaturbereiche Kühlsystem DSW-2/4K	17°C, 19°C, 21°C