



Wamix-Comfort IV,
Wandmontage

Wamix-Comfort IV - der Programmierbare: Verfügt über alle Eigenschaften des bewährten Classic, durch programmierbares Vor- und Nachvakuum lassen sich zudem auch besondere Materialien sicher und blasenfrei anmischen. Sie können 15 Programme mit von Ihnen gewählten Bezeichnungen hinterlegen und reproduzierbar abrufen. Das leuchtstarke Display unterstützt Sie bei der intuitiven Programmierung und schnellen Menüführung.



Wamix-Injector IV,
Wandmontage

Wamix-Injector IV - das Einsteigermodell für kostengünstiges und wirtschaftliches Arbeiten: Es eignet sich hervorragend für das Amischen von Gipsen. Mit diesem Verfahren wird das Vakuum selbst bei großen Volumen sehr schnell erreicht und spart somit Zeit. Ein weiterer Vorteil ist die Robustheit des wartungsfreien Vakuumerzeugers. Ein Druckluftanschluss ist erforderlich.

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe. Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Wamix-Comfort IV, Wamix-Classic IV, Wamix-Injector IV



Vakuum-Anrührgeräte



Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Vakuump-Anrührgeräte

Wamix-Comfort IV, Wamix-Classic IV & Wamix-Injector IV

Hochwertige aus Metall gefertigte Komponenten, nahezu wartungsfrei

Visuelles und akustisches Signal bei Programmende

Visuelles Schutzsystem hilft Überfüllung zu erkennen

Flexibel als Wand- und Tischgerät einsetzbar, Tischstativ als Zubehör erhältlich



Die Wamix-Geräte von Wassermann überzeugen durch perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse. Ihre einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung. Die technologischen Highlights der Wamix-Serie schaffen die Grundlage für erstklassige Objekte – schnell und reproduzierbar.

Wamix-Classic IV - der Allrounder: Durch die bewährte und wartungsfreie Motorpumpe und die Drehzahlregelung des Rührwerkes eignet sich das Classic für alle Gipssorten, Einbettmassen und Silikone. Die Motorpumpe ist für hohe Förderleistung ausgelegt. Da lediglich ein Stromanschluss benötigt wird, ist die Wahl des Standortes sehr flexibel.

Anrührvorgang mit nur einem Tastendruck, schnelle und reproduzierbare Prozesse

Belüftung des Bechers erst nach Betätigung des Ein- und Ausschalters, Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich

Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers, komfortable Einhandbedienung

Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers

Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen, kunststoffpulverbeschichtet

Eigenschaften

- Homogene Mischergebnisse bei allen Gipssorten, Einbettmassen und Silikonen
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Becher mittel kpl. 350 ml
Befestigungsset Wandmontage
Druckluftschlauch, 2 m **Wamix-Injector IV**

Zubehör	Artikel Nr.
Tischstativ (B 219 x H 467 x T 308 mm)	171777
Becher extra klein kpl. 75 ml	171295
Becher klein kpl. 200 ml	171230
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Becher groß kpl. 600 ml	171237
Becher extra groß kpl. 1000 ml	171269
Vakuum-Wässerungsbecher 600 ml	171275
Druckluftschlauch per lfd. Meter Wamix-Injector IV	320026
Wamix-Comfort IV Wamix-Classic IV Wamix-Injector IV	Artikel Nr. 171977 Artikel Nr. 171979 Artikel Nr. 171978
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme Wamix-Comfort IV	2,9 A (Si 4,0 A)
Stromaufnahme Wamix-Classic IV	2,4 A (Si 4,0 A)
Stromaufnahme Wamix-Injector IV	1,8 A (Si 4,0 A)
Leistung Wamix-Comfort IV	315 W
Leistung Wamix-Classic IV	220 W
Leistung Wamix-Injector IV	120 W
Drehzahl Wamix-Comfort IV, Wamix-Classic IV	200 - 600 min ⁻¹
Drehzahl Wamix-Injector IV	380 min ⁻¹
Vakuum Wamix-Comfort IV, Wamix-Classic IV	ca. 900 mbar
Vakuum Wamix-Injector IV	ca. 950 mbar
Mischzeit Wamix-Comfort IV	bis 240 Sek.
Mischzeit Wamix-Classic IV, Wamix-Injector IV	999 Sek. einstellbar
Maße B x H x T	205 x 370 x 245 mm
Gewicht Wamix-Comfort IV	9,9 kg
Gewicht Wamix-Classic IV	9,5 kg
Gewicht Wamix-Injector IV	8,3 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Schutzklasse	IP 22
Druckluftanschluss Wamix-Injector IV	min. 5 bar