



Dampfpistole



Wasi-Steam 2,
Basisausstattung



Edelstahl-Spritz-
schutzeinheit,
als Zubehör
erhältlich

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

Wasi-Steam 2



Dampfstrahler



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Dampfstrahler Wasi-Steam 2

Der kraftvolle **Wasi-Steam 2** ist ein zuverlässiger Dampfstrahler für alle Reinigungsanwendungen. Mit diesem Dampfstrahler verfügen Sie über eines der leistungsstärksten Geräte am Markt. Ebenso gründlich wie schonend eignet er sich für den gesamten Reinigungsbereich in Labor und Praxis. Sein hoher Reinigungsdruck von bis zu 6 bar garantiert gleichzeitig auch eine hohe Reinigungstemperatur.

Drehknopf gesteuerte Nassdampfsättigung und Dampfmenngen-Regulierung

Klar strukturiertes LED-Display: Anzeige und Kontrolle der Betriebszustände

Gehäuse aus Edelstahl

Komfortable Anwendung durch Einhandbedienung an der Dampfpiستole

Wahltaste für Nass- bzw. Trockendampf

Zubehör Spritzschutz, komplett aus Edelstahl gefertigt

Eigenschaften

- Bedienerfreundliche Anwendung
- Besonders dichtungsschonend durch Druck-Rückgang auf 5 bar nach 10-minütiger Unterbrechung
- Festwasseranschluss
- Elektronische Entkalkung ohne chemische Zusätze
- Service-Intervallanzeige
- Massiver Edelstahl-Dampfkessel
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Abflussschlauch
Zuflussschlauch
4-Kant-Steckschlüssel

Zubehör

Zubehör	Artikel Nr.
Wasi-Clean Wasserenthärtungseinheit, Tischgerät B 190 x H 405 x T 260 mm	174995
Spritzschutzeinheit, Edelstahl B max. 555 x H max. 250 x T max. 160 (links), 210 (rechts) mm	174230
Wandhalter inkl. Montagematerial	174280
Konsole für Spritzschutzeinheit (bei Wandbefestigung)	174288

Wasi-Steam 2

Wasi-Steam 2	Artikel Nr. 174992
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	8,3 A (Si 10 A)
Leistung	1880 W
Maße B x H x T	450 x 490 x 265 mm
Gewicht	30 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Arbeitsdruck	max. 6 bar (stand by 5 bar)
Dampf Temperatur	max. 164°C bei 6 bar
Kesselinhalt	2,2 l
Schutzklasse	IP 33
Betriebsart	Aussetzbetrieb 5/5 min