



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Wapo-Ex 8 III



Ausbrühautomat



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Ausbrühautomat **Wapo-Ex 8 III**

Der **Wapo-Ex 8 III** ermöglicht das automatische Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften gleichzeitig und vollautomatisch. Die relevanten Parameter sind auf dem Touchscreen sofort erkennbar, die Eingabe erfolgt intuitiv. Der Anwender kann zahlreiche Varianten der Parameter, zum Beispiel eine Wochenzeitschaltuhr, durch einfachste Programmierung an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.



Eigenschaften

- Kompakter Tischautomat zum Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- Thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe aus Bronze; wartungsfrei
- In den Seitenwänden versenktes Sprühsystem für freien Zugang zu den Küvettenkörben
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- Leicht und werkzeugfrei zu reinigen
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)
Abflussschlauch, 1,5 m
Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör	Artikel Nr.
Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)	170021
Fahrbares Untergestell	170120
Abflussschlauch per lfd. Meter	320030

Wapo-Ex 8 III	Artikel Nr. 170981
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	610 x 540 x 420 mm
Gewicht	42,0 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l