



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Wapo-Mat III



Polymerisationsautomat



Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Polymerisationsautomat

Wapo-Mat III

Im Wasserbad des **Wapo-Mat III** lassen sich alle gängigen Kunststoffe ebenso sicher wie zuverlässig langzeit- und kochpolymerisieren. Über selbsterklärende Symbole legt der Anwender die relevanten Parameter schnell und einfach fest. Drei Temperaturen und drei Zeiten können gewählt werden, wobei die Restlaufzeit abrufbar ist. In der Werkseinstellung wird die Endpolymerisation neunzig Minuten vor dem Programmende mit 95 Grad Celsius automatisch eingeleitet.

Großes Fassungsvermögen von bis zu 9 Küvetten im Spanner

Energiesparende Behälter-Thermoisolierung



Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung

Eigenschaften

- Kompakter Tischautomat mit vollautomatischem Programmablauf
- Leistungsstarke, elektronisch gesteuerte Heizung sorgt für das gradgenaue Einhalten der gewünschten Wassertemperatur, dies erhöht auch die Lebensdauer der elektrischen Komponenten
- Wassermangelsicherung mit optischer und akustischer Anzeige
- Wartungsarm, leicht zu pflegen
- **Im Lieferumfang enthalten:**
 - 1 L Kalklöser
 - Abflussschlauch, 1,5 m
 - Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör	Artikel Nr.
1 L Kalklöser	655002
Abflussschlauch per lfd. Meter	320030

Wapo-Mat III	Artikel Nr. 170980
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	8 A
Leistung	1800 W
Maße B x H x T	330 x 460 x 530 mm
Gewicht	18,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l