

Ausbettpresse APR-1

Mit der APR-1 erfolgt das Ausbetten der Einbettmassen bei geringem Krafteinsatz und mit nur einer Hebelbewegung nahezu staubfrei und vollkommen sicher. Durch das gleichmäßige und zentrale Pressen von oben werden die Gussringe besonders geschont und somit eine lange Lebensdauer garantiert.



Individuelle Wahl der Hebelposition,
senkrecht oder schräg

Griffbereite Druckstücke für die verschiedenen
Muffelgrößen direkt am Gehäuse

Die APR-1 kann am Tisch
verschraubt werden,
optionaler Wandhalter erhältlich

Exaktes Fassen der Muffel durch präzise
Ausarbeitung des Gussringwürfels

Eigenschaften

- **Im Lieferumfang enthalten:**
APR-1 Würfel für Gussringe / Gussküvetten
(DeguDent / Heraeus Kulzer)
Druckstück Ø 26
Druckstück Ø 43
Druckstück Ø 60
Druckstück Ø 75

Zubehör	Artikel Nr.
Wandhalter	128100

APR-1	Artikel Nr. 128999
Maße B x H x T	160 x 380 x 160 mm
Höhe inkl. Griff	670 mm
Gewicht	13,8 kg
Würfelgröße	97 x 97 x 97 mm