

Wassermann verfügt über ein umfangreiches und optimal abgestimmtes Produktportfolio.

Die Kombination unserer Niederdruck-Absauganlagen mit der Absaugbox oder den Feinstrahlgeräten gewährleistet einen hervorragenden Gesundheitsschutz und höchste Wirtschaftlichkeit. Das passende Strahlmittel erhalten Sie ebenfalls von Wassermann.



Cemmat-NT 4 (auch als 2 und 3 Kammer-Ausführung erhältlich), Gobi-2 (auf bis zu 4 Kammern erweiterbar), Puna



Absaug-Box Compact II

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

### SG-1/2 D



Absauganlage



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
 Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
 Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
[info@wassermann-dental.com](mailto:info@wassermann-dental.com) · [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

# Absauganlage SG-1/2 D

Flexibel, kompakt und besonders leistungsstark: die SG-1/2 D ist ein vielseitiger Alleskönner und nach dem Niederdruckprinzip konzipiert. Sie saugt die maximale Luftmenge mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit ab. Der Vorteil: ein entspanntes, da nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer ist der Lüftermotor sehr verschleiß- und wartungsarm.



Umschaltung auf Dauerbetrieb möglich

Filtersättigungsanzeige

Kollektorloser Motor, lange Laufzeit

Integrierte Steckdose für die schnelle Stromversorgung angeschlossener Peripheriegeräte

Hoher Gesundheitsschutz: Wahlweise Ausrüstung mit einem großvolumigen Mikro-Feinstaub- oder Gipsfilter

## Eigenschaften

- Universal-Absauganlage nach dem Niederdruckprinzip
- Für den breiten Einsatz vom Poliermotor bis zum Strahlgerät
- Vollkommen vibrationsfreier und geräuscharmer Lauf
- Automatische Abschaltung – auch der angeschlossenen Geräte – bei Filtersättigung
- **Im Lieferumfang enthalten:**
  - Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker
  - Ableitblech
  - Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M

Zubehör	Artikel Nr.
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M, 1 Satz = 3 Stück	611015
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß), Kl.1 / Kl. 2, 1 Satz = 3 Stück	611017
<b>SG-1/2 D</b>	<b>Artikel Nr. 140997</b>
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Leistung	105 W
Stromaufnahme	0,5 A
Stromaufnahme Anschlussgeräte	max. 2 A
Maße B x H x T	410 x 460 x 185 mm
Gewicht	12,7 kg
Schallpegel	61 dB(A)
Saugleistung	360 m <sup>3</sup> /h (freiblasend)