

FEINSTRAHLER

CEMAT-NT 4/-NT 3/ -NT 2

Oberflächenbearbeitung in Perfektion



Cemmat-NT 4

Technische Informationen

Ob Abstrahlen, Aufräuen oder Glanzstrahlen: Mit den präzisen Feinstrahlgeräten der Cemmat- NT-Serie sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert. Die mit 2 bis 4 Strahlmittelbehältern ausgestatteten Feinstrahlspezialisten vereinigen alles, was man von einem Gerät dieser Klasse erwarten sollte: Das beginnt beim gleichmäßigen, pulsierungsfreien Strahl und reicht von der innovativen Dosiereinrichtung über die ultraschnelle Start/Stop-Technik bis hin zur individuellen und pneumatischen Strahlsteuerung über Tastkontakt direkt am Griffel. Optimale Sicht und besonders hohen Schutz bietet die spezialbeschichtete Schutzscheibe.

- vielseitige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Kammern
- gleichmäßiger, pulsierungsfreier Strahl von 1 – 6 bar
- individuelle pneumatische Strahlsteuerung über Tastkontakt direkt am Griffel
- praktisches Farbleitsystem
- hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- mit Ausnahme der Beleuchtung keine elektrischen Bauteile
- filterentlastende Sandschublade zum Auffangen grober Materialien
- mit handlicher Luftausblasdüse für einfache Reinigung

Technische Daten und Zubehör

| Cemat-NT 4 Cemat-NT 3 Cemat-NT 2 | Artikel Nr.: 190992 Artikel Nr.: 190990* Artikel Nr.: 190993** |
|--|--|
| Spannung * | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 0,2 A |
| Gerätesteckdose Stromaufnahme max. | 8 A |
| Leistung | 50 W |
| Maße B x H x T | 550 x 480 x 610 mm 430 x 480 x 610 mm ^{*/ **} |
| Gewicht | 42,6 kg, 37,7 kg [*] , 34,0 kg ^{**} |
| Schallpegel | ≤ 70 dB (A) |
| Tankinhalt | 800 cm ³ = 1,2 kg |
| Druckluftanschluss | 3-6 bar |
| Arbeitsdruck | 1-6 bar |
| Absaugstutzen | 75 mm |

Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln und unsere Absaugung SG-10 / SG-20.

| Lieferumfang | Artikel Nr.: |
|---|--------------|
| PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau), 2 m | 320026 |
| Zuleitung | 592012 |
| Cemat-NT 4 inkl. 4 Feinstrahldüsen 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 0,8 (rot), 1,2 (grün) | 190992 |
| Cemat-NT 3 inkl. 3 Feinstrahldüsen 0,6 (blau), 0,8 (rot), 1,2 (grün) | 190990 |
| Cemat-NT 2 inkl. 2 Feinstrahldüsen 0,8 (rot), 1,2 (grün) | 190993 |
| Zubehör | Artikel Nr.: |
| Automatisches Stativ | 190420 |
| PVC-Schlauch D 8x6 Gewebe (blau), per lfd. Meter | 320026 |
| Manschette | 190175 |
| Ersatz-Feinstrahldüse 0,4 mm | 190254 |
| Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm | 190250 |
| Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm | 190251 |
| Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm | 190252 |

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Cemat-NT 2



Cemat-NT 3



Cemat-NT 4



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- präzise und langlebige Feinstrahlgeräte zum Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen
- Permanent-Drucksystem gegen Verunreinigung und Feuchtigkeit im Strahlmittel
- individueller Strahldruck für jeden Griffel
- problemloser Strahlmittelwechsel für alle Strahlmittelgrößen über sämtliche Kammern ohne Werkzeug möglich
- gleichmäßiger Strahl, geringer Verbrauch
- spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht

www.wassermann-dental.com