

● **GIPSTRIMMER HSS-99****Das Kraftpaket für alle Fälle**

HSS-99 mit KFO-Sonderzubehör

**Technische Informationen**

Leistungsstark, innovativ der HSS-99 steht für High-End-Technik und vielseitige, effiziente Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem durchzugs- und drehmomentstarken 1200-Watt-Motor eignet er sich selbst für härteste Gipsarten. Dabei erlauben seine besonders großzügige Schleifscheibe und der optimierte Arbeitsausschnitt auch das Bearbeiten großförmiger Modelle. Das Spitzenmodell aus der Gipstrimmer-Palette von Wassermann ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Entwicklung auf der Basis vielfältiger Gespräche mit Labor und Praxis. Das Ergebnis: Perfektion bis ins Detail.

- volldiamantierte Schleifscheibe für seidig glatte und gerade Modellflächen
- höchste Schleifgeschwindigkeit mit 3000 min<sup>-1</sup>
- extrem leistungsstarker und wartungsfreier 1200-Watt-Motor mit hohem Wirkungsgrad, spritzwassergeschützt nach IP 54
- optimale Wassersteuerung durch verstellbaren Kugelhahn und Magnetventil
- extra großer Arbeitsausschnitt von 12,5 x 16,0 cm
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung

# ● Technische Daten und Zubehör

<b>HSS-99</b> ohne Schleifscheibe	<b>Artikel Nr.: 164999</b>
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	5,5 A
Leistung	1200 W
Maße B x H x T	400 x 430 x 470 mm
Gewicht	33,0 kg
Schallpegel	65 dB(A)
Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Betriebsart	S6-40 %
Tischmaß vorstehend	160 mm

<b>HSS-99</b> inkl. Schleifscheibe	<b>Artikel Nr.:</b>
inkl. Diamantschleifscheibe	164998

<b>Lieferumfang</b>	<b>Artikel Nr.:</b>
Schrägauflage	164037
Zuflussschlauch 1m	320006
Abflussschlauch 1m	320017

<b>Zubehör</b>	<b>Artikel Nr.:</b>
Ersatz-Diamantschleifscheibe inkl. Abzieher und Fett	164063
Schleifvorrichtung KMS nach B.E.G.G.	164080
Richtlicht GTE	164081
Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	168082
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



HSS-99 mit Schrägauflage



HSS-99 mit KFO-Sonderzubehör



## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Gipstrimmer der Spitzenklasse
- volldiamantierte Schleifscheibe, Ø 300 mm
- 3000 min<sup>-1</sup>
- 1200-Watt Hochleistungsmotor
- umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- hochwertiges, kunststoffpulverbeschichtetes Gehäuse
- umsetzbarer Abflusssutzen für leichte Installation
- erweiterbar durch Schleifeinrichtung und/oder Richtlicht für 3D-Trimmen – und damit bestens geeignet für Kieferorthopädie
- Schleifvorrichtungen KMS sind auch in der Schweizer- u. EOS-Ausführung lieferbar

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)