

● GIPSTRIMMER HSS-AZ UND HSS-ZA

Der richtige Schliff für jedes Labor



HSS-AZ



HSS-ZA

Technische Informationen

Ob als leistungsstarker Nasstrimmer HSS-AZ oder perfekter Kombitrimmer HSS-ZA mit zusätzlicher Polierspindel: Exzellente Arbeitsergebnisse beim Bearbeiten zahntechnischer Modelle sind bei beiden Geräten garantiert. Dafür stehen nicht nur die besonders durchzugs- und drehmomentstarken Motoren, sondern auch die vollkommen verschleiß- und wartungsfreie Kurzschlussläufer-technik. Ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht den alternativen Einsatz der beidseitig verwendbaren und besonders aggressiven Folienscheibe bzw. der segment-diamantierten Dia-Quick-Schleifscheibe. Da die Motorkühlung über den Außenmantel erfolgt, ist eine Verschmutzung des Motors ausgeschlossen. Selbstverständlich sind beide Geräte geräuscharm und vibrationsfrei.

- leistungsstarke Nasstrimmer, HSS-ZA zusätzlich mit Polierspindel ausgestattet
- höchste Schleif- bzw. Poliergeschwindigkeiten (HSS-AZ: 3000 min⁻¹), (HSS-ZA, 2 Schaltstufen: 1500 und 3000 min⁻¹)
- alternativer Einsatz der aggressiven Folienscheibe oder der segment-diamantierten Dia-Quick-Schleifscheibe
- stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen – dadurch kein Überlaufen des Wassers
- HSS-AZ serienmäßig mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- spritzwassergeschützt nach IP 54

Technische Daten und Zubehör

HSS-AZ inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 162996
HSS-ZA inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 161997*
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	3,0 A, 3,5 A*
Leistung	750 W
Maße B x H x T	290 x 320 x 380 mm 300 x 315 x 480 mm*
Gewicht	19,2 kg, 19,6 kg*
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	3000 min ⁻¹ , 1500 / 3000 min ⁻¹ *
Betriebsart	S6 - 40 %
Tischmaß vorsteh.	120 mm
Spindelhöhe*	170 mm*
Tiefe mit Spindel*	525 mm*

HSS-AZ
inkl. Dia-Quick- Schleif-
scheibe, teildiamantiert

Artikel Nr.: 162997

HSS-ZA
inkl. Dia-Quick- Schleif-
scheibe, teildiamantiert

Artikel Nr.: 161996

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Schrägauflage	168037
Zuflussschlauch 1m	320006
Abflussschlauch 1m	320017
Bürstenspindel links*	152025

Zubehör	Artikel Nr.:
Wandkonsole (HSS-AZ)	168056
Poliertrog mit Absaugstutzen*	143130
Poliertrog ohne Absaugstutzen*	143140
Poliertrogsockel komplett*	161115
Bürstenspindel links*	152025
Bürstenspindel links (lange Ausführung)*	152044
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe teild., inkl. Fett	162063
Ersatz-Folienschleifscheibe, 1 Satz=4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, 1 Satz=4 Stück, inkl. Fett	162023
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



1
HSS-AZ (1-2)



2



3
HSS-ZA (3-5)



4



5

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- leistungsstarke Nass- bzw. Kombitrimmer
- Folienscheibe und segment-diamantierte Dia-Quick-Schleifscheibe verwendbar
- höchste Schleif- bzw Poliergeschwindigkeiten
- leistungsstarke Motoren mit Kurzschlussläufertechnik

www.wassermann-dental.com

 **WASSERMANN**
DENTAL-MASCHINEN

Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com