



Wasi-Steam Compact, Gerätevariante mit Drehknopf-gesteuerter Nassdampfsättigung und Dampfmenge-Regulierung



**Wasi-Clean** Wasserenthärtungseinheit, als Zubehör erhältlich. Für Labore ohne Entkalkungsanlage empfohlen. Vorteile: Geringer Installationsaufwand mit hoher Wirksamkeit, kein Stromanschluss notwendig, zuverlässige Verhinderung von Kalkaufbau, Energieeinsparung, längere Wartungsintervalle, lange Lebensdauer und zuverlässiger Betrieb



Befüllleinheit (5 Liter), als Zubehör erhältlich, für manuelle Befüllung und freie Standortwahl, Betrieb mit destilliertem/enthärtetem Wasser ist möglich und wird empfohlen



Komfortable Anwendung durch Einhandbedienung an der Dampfpietole

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

### Wasi-Steam Compact



### Dampfstrahler



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg  
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

# Dampfstrahler

## Wasi-Steam Compact

Der kraftvolle **Wasi-Steam Compact** ist ein zuverlässiger Dampfstrahler für alle Reinigungsanwendungen. Mit diesem Dampfstrahler verfügen Sie über eines der leistungsstärksten Geräte am Markt. Ebenso gründlich wie schonend eignet er sich für den gesamten Reinigungsbereich in Labor und Praxis. Sein hoher Reinigungsdruck von bis zu 6 bar garantiert gleichzeitig auch eine hohe Reinigungstemperatur.

Anzeige und Kontrolle der Betriebszustände mittels LEDs und Service-Intervall-Anzeige

Komfortable Anwendung durch Einhandbedienung an der Dampfpietole

Zubehör Befüllereinheit (5 Liter), manuelle Befüllung für freie Standortwahl

Wahltaste für Nassdampf

Wahltaste für Trockendampf

Zubehör Spritzschutz, komplett aus Edelstahl gefertigt

Tank- und Gehäuse aus Edelstahl gefertigt

### Eigenschaften

- Bedienerfreundliche Anwendung
- Besonders dichtungsschonend durch Druck-Rückgang auf 5 bar nach 10-minütiger Unterbrechung
- Festwasseranschluss in der Grundausstattung
- Als Zubehör erhältlich: Befüllereinheit (5 Liter) zur manuellen Befüllung und flexiblen Standortwahl
- Gerätevariante mit Drehknopf gesteuerter Nassdampfsättigung und Dampfmenge-Regulierung auf Anfrage erhältlich
- **Im Lieferumfang enthalten:**  
Wasserzulaufschlauch, grau, kpl., 1,3 m  
Abflussschlauch, 1,5 m  
Schlauchschelle Ø 12-20 x 9

Zubehör	Artikel Nr.
Wasi-Clean Wasserenthärtungseinheit, Tischgerät B 190 x H 405 x T 260 mm (Bundle-Aktion mit 174994 Wasi-Steam Compact)	174995
Spritzschutzeinheit, Edelstahl B 250 x H 265 x T 255 mm	174460
Befüllereinheit ( 5 Liter) (B 215 x H 340 x T 240 mm/ T + Anschluss = 290 mm)	174430
Mengenregulierungs-Set zur Regulierung der Nassdampf- und Dampfmenge (Nachrüsten ist möglich: Umrüstung im Werk Hamburg oder in einem autorisierten Fachbetrieb erforderlich!)	174414
Spezial-Düse Ø 2,5 mm (Standard-Düse Ø 1,2 mm, Artikel Nr. 174100)	174352
Abflussschlauch per lfd. Meter	320031
<b>Wasi-Steam Compact Edelstahl</b> <b>Wasi-Steam Compact Edelstahl weiß</b>	<b>Artikel Nr. 174994 #CCVA#</b> <b>Artikel Nr. 174994 #CCWH#</b>
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	5,5 A (Si 6,3 A mt)
Leistung	1270 W
Maße B x H x T (max.) Maße B x H x T (Gehäuse)	345 x 360 x 390 mm 300 x 353 x 310 mm
Gewicht	19 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Arbeitsdruck	max. 6 bar (stand by 5 bar)
Dampftemperatur	max. 164°C bei 6 bar
Kesselinhalt	3,3 l
Schutzklasse	IP 22
Betriebsart	Aussetzbetrieb 5/5 min