

Preisliste 2026



PREISLISTE 2026

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preis-empfehlungen gültig ab 01.01.2026. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Werk Hamburg. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Preis- und Konstruktionsänderungen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Alle Aufträge unterliegen unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie telefonisch oder auf unserer Homepage abrufen können.

Preise in EUR (€).

Bei Auftragserteilung mit einem Netto-Warenwert unter € 50,- behalten wir uns vor, einen Bearbeitungszuschlag in Höhe von € 10,- zu verrechnen.

**Gerätelackierungen serienmäßig in den Farben:
naturweiß ähnlich RAL 9016
z. T. kombiniert mit schwarz RAL 9005**

Farbtonänderungen sind vorbehalten. Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich.

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 – 17, 21031 Hamburg, Deutschland
Tel.: + 49 (0)40 730 926 – 0

sales@wassermann-dental.com

www.wassermann.hamburg

www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Inhaltsverzeichnis

Reinigungsautomat DTC Economy.....	6
Gipssilo WGS-25W II.....	6
Dosierwaage DSW-2 (mit 1 Pumpe, ungekühlt).....	6
Wamix-Touch.....	7
Wamix-Touch Injector.....	7
Wamix-Economy.....	7
KV-56, Alu-Gussgehäuse, kunststoffpulverbeschichtet weiß.....	8
KV-36, Edelstahlausführung, kunststoffpulverbeschichtet weiß.....	8
KV-26 Plus, Edelstahlaus., kunststoffpulverbeschichtet weiß.....	8
HSS-99 inkl Volldiamantschleifscheibe.....	9
HSS-88 Super inkl. Volldiamantschleifscheibe.....	9
HSS-88 inkl. Volldiamantschleifscheibe.....	9
HSS-TR inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert).....	9
HSS-88 Super inkl. Korundschleifscheibe.....	9
HSS-AZ inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert).....	9
Zubehör für Gipstrimmer.....	10
Ersatz-Schleifscheiben.....	11
HSM-50 / W&H Perfecta 600.....	12
HSM-40 / W&H Perfecta 300.....	12
Dampfstrahler Wasi-Steam 3 Edelstahl IDS Neuheit!.....	13
Wasi-Steam Classic II (manuelle Befüllung).....	13
Wapo-Ex 12 II.....	15
Wapo-Ex 8 Plus (Kombiautomat).....	15
Wapo-Mat III.....	15

<u>Polyquick 260-T105 (Kombiautomat).....</u>	<u>15</u>
<u>Polyquick 160-T95 (Kombiautomat).....</u>	<u>15</u>
<u>Druckverdichter DEG-1 Neues Design!.....</u>	<u>16</u>
<u>Sidomix III Neues Design!.....</u>	<u>17</u>
<u>APR-1.....</u>	<u>18</u>
<u>Hydraulik-Pressen WW-33 für 1 - 3 Küvetten.....</u>	<u>18</u>
<u>Hydraulik-Pressen WW-33 für 2 - 4 Küvetten.....</u>	<u>18</u>
<u>Universal-Küvette.....</u>	<u>18</u>
<u>Cemat-4 Plus mit intuitiver Griffelauslösung.....</u>	<u>19</u>
<u>Gobi Comfort-3.....</u>	<u>19</u>
<u>Puna II.....</u>	<u>19</u>
<u>Poliereinheit WP-Ex 3000 II.....</u>	<u>22</u>
<u>Poliereinheit WP-Ex 2000 II.....</u>	<u>22</u>
<u>Poliereinheit WP-Ex 10 II.....</u>	<u>22</u>
<u>WSM-2 (1.500/ 3.000 min⁻¹).....</u>	<u>22</u>
<u>Automatisches Stativ WP-Ex 3000 II/ 2000 II.....</u>	<u>23</u>
<u>Absauganlage SG-1/2 D (Absaugstutzen 75 mm).....</u>	<u>24</u>
<u>Absauganlage SG-1/1 (Absaugstutzen 75 mm).....</u>	<u>24</u>
<u>Absauganlage SG-1/1 Comfort (Absaugstutzen 75 mm).....</u>	<u>24</u>
<u>Absauganlage SG-Economy (Absaugstutzen ca. 40 mm).....</u>	<u>24</u>
<u>Absaugschublade LSG-02 D.....</u>	<u>25</u>
<u>Timobil mobile Absauganlage.....</u>	<u>25</u>
<u>Absaug-Box Compact III.....</u>	<u>25</u>
<u>Dubliersilikone.....</u>	<u>28</u>
<u>Edelkorund.....</u>	<u>28</u>
<u>Glasstrahlperlen.....</u>	<u>28</u>

Reinigungsautomat**Preis in €****831999 D Reinigungsautomat DTC Economy****Preis auf
Anfrage!**

Druckreinigungsautomat für Kunststoff- oder Metall
Abdrucklöffel und Kunststoff-Artikulationsplatten
Festwasseranschluss - nur Leitungswasser erforderlich
Lieferung inkl. Zuleitung, Zuflussschlauch, Abflussschlauch
Rufen Sie uns gerne an 040 730 926 0

Modellherstellung**Gipssilo und Zubehör****166997 D Gipssilo WGS-25W II****4.660,00**

Wandmodell, 180 ° schwenkbar, für 25kg-Gipsbehälter

166115 D Tischgestell für WGS-25 W II**670,00****Dosierwaage**

172988 A Dosierwaage DSW-2 (mit 1 Pumpe, ungekühlt)
zur Dosierung von Gips- bzw. Einbettmasseflüssigkeiten
Aufrüstung um 5 weitere Pumpen (ungekühlt) möglich

2.505,00**Zubehör für DSW-2/ -2/4K****172299 C Aufrüstung um 1 Pumpe (ungekühlt)****229,00**

Vakuum-Anrührgeräte**Preis in €**

171970 A	Wamix-Touch mit Vakuumpumpe, Wandhalter und Mischbecher 350 ml, mit Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung	2.245,00
171971 A	Wamix-Touch Injector mit Injektortechnik, Wandhalter und Mischbecher 350 ml, mit Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung	2.030,00
171972 B	Wamix-Economy mit Vakuumpumpe, Wandhalter und Mischbecher 350 ml.	1.465,00

Zubehör für Vakuum-Anrührgeräte
für Wamix-Touch/ Wamix-Touch Injector und die
Vorgängermodelle Wamix-2/ -2M/ -2MS/ -3M/ -2000/ CCI¹

CCI¹ = Wamix-Comfort Plus, -Comfort, -Classic, -Injector

171295 C	Mischbecher Wamix extra klein, 75 ml (75 ml Becher nicht für Becherhalter Wamix-Comfort Plus)	219,00
171230 C	Mischbecher Wamix klein, 200 ml	229,00
171283 C	Mischbecher Wamix mittel, 350 ml	236,00
171237 C	Mischbecher Wamix groß, 600 ml	244,00
171269 C	Mischbecher Wamix extra groß, 1000 ml (1000 ml Becher nicht für Becherhalter Wamix-Comfort Plus)	311,00
171744 C	Tischstativ Wamix-Touch/ Wamix-Touch Injector	357,00
171122 C	Satz Moosgummidichtringe (= 5 Stück)	9,00
610025 C	Sinterfilter	24,50

CCI¹ = Comfort Plus, Comfort, Classic, Injector
Wamix-Touch Vorgängermodelle

Vibratoren		Preis in €
169997 A	KV-56, Alu-Gussgehäuse, <u>kunststoffpulverbeschichtet weiß</u> Arbeitstisch-Abmessungen 430 x 286 mm Schwingungsintensität stufenlos regelbar	1.680,00
169999 A	KV-36, Edelstahlausführung, <u>kunststoffpulverbeschichtet weiß</u> Arbeitstisch-Abmessungen 293 x 200 mm Schwingungsintensität stufenlos regelbar	810,00
169992 A	KV-26 Plus, Edelstahlaus., <u>kunststoffpulverbeschichtet weiß</u> Arbeitstisch-Abmessungen 210 x 130 mm Schwingungsintensität stufenlos regelbar	702,00
169996 A	KV-26, Edelstahlausführung, <u>kunststoffpulverbeschichtet weiß</u> Arbeitstisch-Abmessungen 210 x 130 mm	576,00
169998 A	KV-16, Edelstahlausführung, <u>kunststoffpulverbeschichtet weiß</u> Arbeitstisch-Abmessungen 130 x 130 mm	499,00
169989 A	KV-36, Edelstahlausführung, <u>matt</u> Arbeitstisch-Abmessungen 293 x 200 mm Schwingungsintensität stufenlos regelbar	810,00
169988 A	KV-26 plus, Edelstahlausführung, <u>matt</u> Arbeitstisch-Abmessungen 210 x 130 mm Schwingungsintensität stufenlos regelbar	702,00
169987 A	KV-26, Edelstahlausführung, <u>matt</u> Arbeitstisch-Abmessungen 210 x 130 mm	576,00
169986 A	KV-16, Edelstahlausführung, <u>matt</u> Arbeitstisch-Abmessungen 130 x 130 mm	499,00

Zubehör für Vibratoren

169510 C	Ersatz-Gummiauflage KV-56	139,00
169010 C	Ersatz-Gummiauflage KV-36	65,50
169101 C	Ersatz-Gummiauflage KV-26 plus/ KV-26	56,50
169201 C	Ersatz-Gummiauflage KV-16	32,50

Gipstrimmer		Preis in €
164998 A	HSS-99 inkl Volldiamantschleifscheibe inkl. Aquastopp, großer Schleifausschnitt	4.975,00
168988 A	HSS-88 Super inkl. Volldiamantschleifscheibe inkl. Aquastopp, Schleifscheibe ganzflächig diamantiert	4.165,00
168998 A	HSS-88 inkl. Volldiamantschleifscheibe inkl. Aquastopp, Schleifscheibe ganzflächig diamantiert	3.915,00
168996 A	HSS-88 inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert) inkl. Aquastopp	3.450,00
163990 B	HSS-TR inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert) Trockentrimmer, Absaugung siehe Seite 24 SG-Economy	3.295,00
168989 A	HSS-88 Super inkl. Korundschleifscheibe inkl. Aquastopp	2.650,00
168999 A	HSS-88 inkl. Korundschleifscheibe inkl. Aquastopp	2.390,00
168991 A	HSS-88 inkl. Folienschleifscheibe inkl. Aquastopp, Schleifscheibe doppelseitig verwendbar	2.390,00
162997 A	HSS-AZ inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert) inkl. Aquastopp	2.665,00
162996 A	HSS-AZ inkl. Folienschleifscheibe inkl. Aquastopp, Folienschleifscheibe doppelseitig verwendbar	1.670,00
161996 A	HSS-ZA inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe (teildiamantiert) und Bürstenspindel links	3.735,00
161997 A	HSS-ZA inkl. Folienschleifscheibe und Bürstenspindel links	2.605,00
143123 C	Poliertrog ohne Absaugstutzen inkl. einstellbarer Schutzglasscheibe und herausnehmbarem Vollgummieinsatz	271,00

Zubehör für Gipstrimmer**Preis in €**

Schleifvorrichtung für **HSS-99** zur Erstellung von 3D getrimmten KFO-Modellen

164130 D	Schleifvorrichtung KMS nach Begg (HSS-99)	2.275,00
168088 D	Richtlicht Laser kpl. (HSS-99 / -88-Super)	928,00
164034 D	Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	55,00

Schleifvorrichtung für **HSS-88 Super** zur Erstellung von 3D getrimmten KFO-Modellen

168140 D	Schleifvorrichtung KMS nach Begg (HSS-88 Super)	2.275,00
168088 D	Richtlicht Laser kpl. (HSS-88 Super / -99)	928,00
164034 D	Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	55,00

Schleifvorrichtung für **HSS-88** zur Erstellung von 3-D getrimmten KFO-Modellen

168140 D	Schleifvorrichtung KMS nach Begg (HSS-88)	2.275,00
168120 D	Richtlicht Laser kpl. (HSS-88)	928,00
164034 D	Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	55,00

164161 C	Waschbeckenkonsole HSS-99 (bei Bestellung <u>unbedingt</u> Skizze mit Maßangaben B x H x T)	335,00
-----------------	---	---------------

168160 C	Waschbeckenkonsole HSS-88/ HSS-AZ (bei Bestellung <u>unbedingt</u> Skizze mit Maßangaben B x H x T)	290,00
-----------------	---	---------------

164037 C	Schrägauflage für HSS-99	107,00
-----------------	---------------------------------	---------------

168037 C	Schrägauflage für HSS-88/ HSS-AZ/ HSS-ZA/ HSS-TR	105,00
-----------------	---	---------------

168168 C	Trimmerablage für HSS-88	130,00
-----------------	---------------------------------	---------------

168166 C	Trimmererhöhung HSS	150,00
-----------------	----------------------------	---------------

320006 C	Zuflussschlauch ½", 1 m, mit Gewebereinlage und 2 Schellen	25,50
-----------------	---	--------------

320017 C	Abflussschlauch 1", 1 m, transparent aus PVC	32,50
-----------------	---	--------------

629002 C	Dichtfett für Nasstrimmer, 25 ml	9,00
-----------------	---	-------------

164026 C	Abzieher f. Schleifscheibenwechsel HSS-99/ HSS-88/ HSS-AZ/ HSS-ZA	46,50
-----------------	--	--------------

Ersatz-Schleifscheiben		Preis in €
164063 C	Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-99 ganzflächig diamantiert, Ø 300 mm, inkl. Abzieher und Dichtfett	2.375,00
168063 C	Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-88 ganzflächig diamantiert, Ø 260 mm, inkl. Abzieher und Dichtfett	2.020,00
162063 C	Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe für HSS-88/ -AZ/ -ZA teildiamantiert, Ø 255 mm, inkl. Dichtfett	1.170,00
168024 C	Ersatz-Korundschleifscheibe für HSS-88 10 mm stark, Ø 260 mm, inkl. Abzieher und Dichtfett	363,00
160020 C	Ersatz-Korundschleifscheibe für HSS-65/ HSS-68 10 mm stark, Ø 242 mm, inkl. Abzieher und Dichtfett	398,00
162013 C	Ersatz-Folienschleifscheibe für HSS-88/ -AZ/ -ZA 1 Satz = 4 Stück, Ø 250 mm, inkl. Dichtfett	182,00
162023 C	Ersatz-Folienschleifscheibe (fein) für HSS-88/ -AZ/ -ZA 1 Satz = 4 Stück, Ø 250 mm, inkl. Dichtfett	220,00
168071 C	Umrüstsatz für HSS 88 für Ersteinsatz der Dia-Quick- oder Folienschleifscheibe inkl. Dichtfett und Abzieher für Schleifscheibenwechsel	343,00

Modellierung**Preis in €****Labor-Technikmaschinen****HSM-50 / W&H Perfecta 600**

**1000 – 50000 min⁻¹ 200 Watt stufenlos regelbarer Motor,
Drehmoment 7,8 N/cm, mit Handstückauflage**

111986 A	HSM-50 / W&H Perfecta 600 Motorhandstück mit <u>Fuß</u>anlasser mit Ausblasfunktion Bedienelement als Zubehör erhältlich	2.505,00
111987 A	HSM-50 / W&H Perfecta 600 Motorhandstück mit <u>Kn</u>ieanlasser mit Ausblasfunktion, inkl. Bedienelement Fußanlasser mit Ausblasfunktion als Zubehör erhältlich	2.770,00
111988 A	HSM-50 / W&H Perfecta 600 Motorhandstück mit <u>Tis</u>chanlasser inkl. Bedienelement und Fußanlasser mit Ausblasfunktion	2.770,00

HSM-40 / W&H Perfecta 300

**1000 – 40000 min⁻¹ 160 Watt stufenlos regelbarer Motor,
Drehmoment 5,5 N/cm, mit Handstückauflage**

111980 A	HSM-40 / W&H Perfecta 300 Motorhandstück mit <u>Fuß</u>anlasser Bedienelement als Zubehör erhältlich	1.865,00
111981 A	HSM-40 / W&H Perfecta 300 Motorhandstück mit <u>Kn</u>ieanlasser inkl. Bedienelement, Fußanlasser als Zubehör erhältlich	2.165,00
111982 A	HSM-40 / W&H Perfecta 300 Motorhandstück mit <u>Tis</u>chanlasser inkl. Bedienelement und Fußanlasser	2.165,00

Zubehör für Labor-Technikmaschinen

111121 C	Motorhandstück 50 / 40 / 300 / 600	1.620,00
111117 C	Bedienelement HSM-50 / W&H Perfecta 600	351,00
111111 C	Bedienelement HSM-40 / W&H Perfecta 300	351,00
111124 C	Halterung für Bedienelement 50 / 40 / 300 / 600	50,50
111119 C	Fußanlasser* für Knie- / und Tischgerät 50 / 40 / 300 / 600 *HSM-50 / W&H Perfecta 600 mit Ausblasfunktion	234,00

Dampfstrahlgeräte**Preis in €**
**Wasi-Steam Compact und Wasi-Steam 3
 (Festwasseranschluss)**

Leistungsstarker Dampfstrahler mit Dampfpistole für alle
 Reinigungsanwendungen

Wahltaste für Nass - bzw. Trockendampf

Grundausstattung: Gerät mit Festwasseranschluss

174989 B #CCVA# Dampfstrahler Wasi-Steam 3 Edelstahl **3.655,00**
Tisch oder Wandmontage.

174994 A #CCWH# Wasi-Steam Compact Edelstahl weiß Restbestand! **3.655,00**

174994 A #CCVA# Wasi-Steam Compact Edelstahl Restbestand! **3.655,00**

174987 A #CCVA# Wasi-Steam Compact Edelstahl mit Befülleinheit! **4.025,00**

174995 C Wasi-Clean Wasserenthärtungseinheit **298,00**
 empfohlen für Wasi-Steam 3
 für Dampfstrahlgeräte mit Festwasseranschluss
 Tischgerät B 190 x H 405 x T 260 mm

Wasi-Steam Classic II (manuelle Befüllung)

Kompakter Dampfstrahler mit Dampfpistole, manuelle Befüllung
 Flexible Standortwahl und Betrieb mit destilliertem/ enthärtetem
 Wasser ist möglich.

Befestigungsset für Wandmontage als Zubehör erhältlich

174996 A #CCWH# Wasi-Steam Classic II Edelstahl weiß **1.730,00**

174996 A #CCVA# Wasi-Steam Classic II Edelstahl **1.730,00**

174970 C #CCWH# Abdampfbox Edelstahl weiß Restbestand! **2.080,00**
 Reinigungskabine zum Dampfreinigen,
 mit integrierter Absaugung.

174970 C #CCVA# Abdampfbox Edelstahl **2.080,00**
 Reinigungskabine zum Dampfreinigen,
 mit integrierter Absaugung.

Zubehör Wasi-Steam Compact / 3 (Festwasseranschluss) Preis in €

- 174633 C Mengenregulierungs-Set für Wasi-Steam 3 235,00**
 Zubehör für Nassdampf- und Dampfmengenregulierung (optional)
 Nachrüstung ist möglich. Umrüstung im Werk Hamburg oder in
 einem autorisierten Fachbetrieb erforderlich.
- 174414 C Mengenregulierungs-Set für Wasi-Steam Compact 235,00**
 Zubehör für Nassdampf- und Dampfmengenregulierung (optional)
 Nachrüstung ist möglich. Umrüstung im Werk Hamburg oder in
 einem autorisierten Fachbetrieb erforderlich.

Zubehör Wasi-Steam Classic/ Classic II

- 655002 C Kalklöser, 1000 ml 105,00**
- 174358 C Befestigungsset für Wandmontage 23,00**
- 390100 C Tankverschluß WSC 30,50**

Spritzschutzeinheiten für Dampfstrahlgeräte

- 174460 C Spritzschutzeinheit II 250,00**
 B 250 x H 265 x T 255 mm
 vorne und oben komplett offen
 komplett aus Edelstahl
- 174360 C Spritzschutzeinheit 250,00**
 B 235 x H 385 x T 294 mm
 vorne oben mit fest montierter Edelstahl-Haube
 (Haube oben offen, Schornstein-Effekt)
 unten mit Kunststoff-Wanne
- 174230 C Spritzschutzeinheit in VA für Wasi-Steam 3 396,00**

Ausbrüh- und Polymerisationsautomaten	Preis in €
170970 D Wapo-Ex 12 II Ausbrühautomat für bis zu 12 Küvettenhälften, Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung, komplett mit Körben und inkl. Kalklöser und Wachslöser	9.385,00
170977 C Wapo-Ex 8 Plus (Kombiautomat) Kompakter Tischautomat zum Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften oder zum Polymerisieren von bis zu 8 Küvetten im Spanner, Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung, komplett mit Körben und inkl. Service-Paket	5.220,00
170980 C Wapo-Mat III Polymerisationsautomat für Langzeit- und Kochpolymerisation, für bis zu 9 Küvetten im Spanner, Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung, inkl. Kalklöser	2.405,00
170993 D Polyquick 260-T105 (Kombiautomat) Druckpolymerisationsautomat für Heiß-und Kaltpolymerisation, Druckpolymerisieren bis 105°C im Wasserbad, zusätzlich kann das Gerät als Druckverdichter betrieben werden, sehr großes Fassungsvermögen Ø 240 mm, nutzbare Tiefe 160 mm, verwendbar für extra große Artikulatoren, mit Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung	4.555,00
170976 C Polyquick 160-T95 (Kombiautomat) Druckpolymerisationsautomat für Heiß-und Kaltpolymerisation, Druckpolymerisieren bis 95°C im Wasserbad, zusätzlich kann das Gerät als Druckverdichter betrieben werden, Fassungsvermögen Ø 150 mm, Tiefe 285 mm mit Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung Trocken-Druckverdichten (ohne Wasser) bis max. 70 °C möglich.	3.655,00

Zubehör für Ausbrüh- und Polymerisationsautomaten		Preis in €
170120 C	Untergestell für Wapo-Ex 8 Plus/ Wapo-Ex 8 III/ Wapo-Ex 8 fahrbar durch Gelenkrollen, B x H x T: 620 x 550 x 430 mm	698,00
170100 C	Untergestell für Wapo-Ex fahrbar durch Gelenkrollen, B x H x T: 560 x 550 x 410 mm	698,00
170330 C	Service-Paket für Wapo-Ex 12 II/ Wapo-Ex 12 Bestehend aus: Kalklöser und Wachslöser	222,00
170021 C	Service-Paket für Wapo-Ex 8 Plus/ Wapo-Ex 8 III/ Wapo-Ex 8 Bestehend aus: 4 Filtermatten, Kalklöser, Wachslöser	272,00
170020 C	Service-Paket für Wapo-Ex Bestehend aus: 10 Filtermatten, Kalklöser, Wachslöser	272,00
611007 C	Ersatz-Filter für Wapo-Ex 8 Plus/ Wapo-Ex 8 III/ Wapo-Ex 8/ Wapo-Ex alt bis #40189 bestehend aus 4 Filtermatten 400 x 325 mm	65,50
611013 C	Ersatz-Filter für Wapo-Ex bestehend aus 10 Filtermatten 400 x 145 mm	65,50
655001 C	Wachslöser, 2 Liter	130,00
655002 C	Kalklöser, 1000 ml	105,00
!	Bei Nachbestellung von Filtermaterial bitte immer S/N Seriennummer des Gerätes angeben.	!

Druckverdichter

170993 D	Polyquick 260-T105	4.555,00
170976 C	Polyquick 160-T95	3.655,00
180994 C	Druckverdichter DEG-1 Alte Art Nr 180999	2.495,00
380032 C	O-Ring DEG / Polyquick 160	31,95
380063 C	O-Ring Polyquick 260	84,00

Misch- und Dosiergerät**Preis in €**

172970 C	Sidomix III	1.990,00
	Dosier-und Mischgerät für additionsvernetzende 1:1-Zweikomponenten-Silikone	

Zubehör für Misch- und Dosiergerät

172640 C	Satz Material-Behälter, kpl. 2 x 2 Liter inkl. Schnellkupplung	119,00
172633 C	Verbindungsschläuche komplett, 2 Stück	77,00
172634 C	Adapter-Set für WaSil Silikone 2 x 1 kg-Gebinde	69,50
172636 C	Adapter-Set für WaSil Silikone 2 x 6 kg-Gebinde	77,00
622002 C	Mischkanülen 1:1, Ø 5,4 mm innen, pink, 100 Stück für Dosier-und Mischgerät Sidomix II, Sidomix, „DA 2000“ und ähnliche Geräte	103,00

! Für eine lange Lebensdauer des Misch- und Dosiergeräts empfehlen wir die Verwendung von Wassermann WaSil-Dubliersilikon. !

Verbrauchsmaterialien ab Seite 28

Ausbett-Presse**Preis in €**

128999 A	APR-1	1.180,00
	für Gussringe/ Gussküvetten (DeguDent/ Heraeus Kulzer),	
	Gussringsatz 1	

Küvetten-Pressen

126999 A	Hydraulik-Presse WW-33 für 1 - 3 Küvetten	1.520,00
126998 A	Hydraulik-Presse WW-33 für 2 - 4 Küvetten	1.640,00
129997 C	Universal-Küvettenbügel für 1 Küvette	221,00
129996 C	Universal-Küvettenbügel für 2 Küvetten	229,00
129995 C	Universal-Küvettenbügel für 3 Küvetten	234,00

Zubehör für Küvetten-Pressen

129994 C	Edelstahl-Spannbügel für 1 Küvette	166,00
129993 C	Edelstahl-Spannbügel für 2 Küvetten	174,00
129992 C	Edelstahl-Spannbügel für 3 Küvetten	184,00
129990 C	Universal-Küvette	144,00
629005 C	Flasche Hydrauliköl 500 ml	105,00
	für WW-11, WW-22, WW-33 und KÜVOMAT	
629004 C	Flasche Hydrauliköl 100 ml	37,50

Oberflächenbearbeitung**Preis in €****Feinstrahlgeräte**

190986 A	Cemat-4 Plus mit intuitiver Griffelauslösung mit 4 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	7.655,00
190984 A	Cemat-4 mit 4 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	6.570,00
190985 A	Cemat-3 Plus mit intuitiver Griffelauslösung mit 3 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	6.430,00
190983 A	Cemat-3 mit 3 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	5.900,00
190981 A	Cemat-2 Plus mit intuitiver Griffelauslösung mit 2 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	5.780,00
190982 A	Cemat-2 mit 2 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade, individuelle Druckregelung je Strahlkammer	5.250,00
190884 A	Gobi Comfort-4 mit 4 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade	4.910,00
190883 A	Gobi Comfort-3 mit 3 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade	4.285,00
190882 A	Gobi Comfort-2 mit 2 Strahlmittelbehältern und Sandschubblade	3.605,00
190881 A	Gobi Classic mit 2 Strahlmittelbehältern	2.505,00
190885 A	Puna II mit 2 Strahlmittelbehältern	1.730,00

**Die Feinstrahlgeräte sind optimal abgestimmt auf die Verwendung
mit unseren Absauganlagen (Seite 22).**

**Für eine lange Lebensdauer der Feinstrahlgeräte empfehlen wir die Verwendung von
Wassermann Strahlmitteln (Seite 27).**

Zubehör für die aktuelle Generation unserer Feinstrahlgeräte Preis in €
Für Cemat ALT siehe bitte Seite 20

Zubehör für Cemat II/NT, Gobi Comfort/Classic, Puna/II

190553 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,4 mm (nur für Cemat-NT)	112,00
190550 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	112,00
190551 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	112,00
190552 C	Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	112,00
190565 C	Ersatz-Behälterdüse 2,0 mm	19,00
190566 C	Ersatz-Behälterdüse 1,4 mm	19,00
190494 C	Schlüssel für die Montage/ Demontage der Behälterdüse	34,50
190533 C	Satz Manschette (zwei Stück)	74,00

Zubehör für Cemat II

190489 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -gelb-	111,00
190485 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -blau-	111,00
190475 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -rot-	111,00
190487 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -grün-	111,00
190432 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung	112,00

Zubehör für Gobi Comfort und Gobi Classic

190739 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -gelb-	105,00
190738 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -blau-	105,00
190729 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -rot-	105,00
190728 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -grün-	105,00
190432 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung	112,00

Zubehör für Puna II

190475 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -rot-	111,00
190485 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -blau-	111,00
190686 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung	112,00

Zubehör für Feinstrahlgeräte (Vorgängermodelle)**Preis in €****Zubehör für Cemat-NT (Art. Nr. 190992/ 190990/ 190993)****Ersatz-Feinstrahldüsen siehe bitte Seite 18**

190432 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung ab Fab.-Nr. 128538	112,00
190458 C	Umbausatz Glasscheibe mit Spezialbeschichtung bis Fab.-Nr. 128537	129,00
190230 C	Ersatz-Glasscheibe bis Fab.-Nr. 128537	112,00
612003 C	Ersatz-Scheibenschutzfolien (Kunststoff) , 1 Satz = 5 Stück, bis Fab.-Nr. 128537	85,50
190239 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit	129,00
190533 C	Satz Manschette (zwei Stück)	74,00

Zubehör für Gobi-2 (Art. Nr. 190896)**Ersatz-Feinstrahldüsen siehe bitte Seite 18**

190432 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung ab Fab.-Nr. 128423	112,00
190636 C	Umbausatz Glasscheibe mit Spezialbeschichtung # 124049 - # 127319	405,00
612004 C	Ersatz-Scheibenschutzfolien (Kunststoff), 1 Satz = 5 Stück, bis Fab.-Nr. 127319	85,50
190487 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -grün-	111,00
190475 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -rot-	111,00
190485 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -blau-	111,00
190489 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -gelb-	111,00
190533 C	Satz Manschette (zwei Stück)	74,00

Zubehör für Puna (Art. Nr. 190897)**Ersatz-Feinstrahldüsen siehe bitte Seite 18**

190686 C	Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung	112,00
190475 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -rot-	111,00
190485 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit -blau-	111,00
190533 C	Satz Manschette (zwei Stück)	74,00

Zubehör für Cemat Alt**(Art. Nr. 190996/ 190999/ 190998/ 190997)**

190080 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,4 mm	129,00
190081 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	129,00
190083 C	Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	129,00
190084 C	Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	129,00
190111 C	Ersatz-Strahlschlauchereinheit	105,00
612001 C	Ersatz-Scheibenschutzfolien, 1 Satz = 5 Stück	85,50

Poliereinheiten

146979 B Poliereinheit WP-Ex 3000 II	5.845,00
inkl. regelbaren Motor von 750-6000 min ⁻¹ , Absaugung, LED-Beleuchtung und LED-Spot, Gummipoliertröge, Schublade, Bürstenspindeln links + rechts, Filter, 2 Ablageschalen	
146978 B Poliereinheit WP-Ex 2000 II	4.760,00
inkl. Motor, Absaugung, LED-Beleuchtung, Gummipoliertröge, Schublade, Bürstenspindel links + rechts, Filter, 2 Ablageschalen	
146971 B Poliereinheit WP-Ex 10 II	3.125,00
inkl. Motor, Absaugung, LED-Beleuchtung, Gummipoliertrog, eine Bürstenspindel rechts, Filter, 1 Ablageschale	

Poliermotor

155999 B WSM-2 (1.500/ 3.000 min⁻¹) mit Bürstenspindel links + rechts	1.125,00
---	-----------------

Poliertröge

143123 C Poliertrog ohne Absaugstutzen	271,00
inkl. einstellbarer Schutzglasscheibe und herausnehmbarem Vollgummieinsatz	
143115 C Poliertrog mit Absaugstutzen (Ø75 mm), inkl. Kappe	305,00
inkl. einstellbarer Schutzglasscheibe und herausnehmbarem Vollgummieinsatz	
143131 C Poliertrog mit Absaugstutzen (Ø40 mm), inkl. Kappe	305,00
inkl. einstellbarer Schutzglasscheibe und herausnehmbarem Vollgummieinsatz	
143550 C Absaugtraverse II für Poliertröge, inkl. Luftweiche Stutzeingang und Ausgangsstutzen Ø75 mm	608,00

Zubehör für Poliereinheiten/ Poliermotoren**Preis in €**

152025 C	Bürstenspindel 92 mm links	56,50
152022 C	Bürstenspindel 92 mm rechts	56,50
152057 C	Steinhalter links	56,50
152056 C	Steinhalter rechts	56,50
152044 C	Bürstenspindel 125 mm links	85,50
152043 C	Bürstenspindel 125 mm rechts	85,50
152049 C	Bohrfutter 1 - 6 mm spannend	222,00
155123 C	Schlüssel für Abziehmutter	69,00
146390 C	Tageslicht-LED-Spot	307,00
146585 C	Rep-Set Umrüstkit Scheibe von alt WP-EX 2000 auf neu „II“	479,00

Filter für Poliereinheiten

611005 C	Ersatz-Filtertasche WP-Ex 3000 II/ 2000 II/ 10 II Staubklasse M für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 2 Stück	100,00
611011 C	Ersatz-Filtertasche WP-Ex 3000/ 2000/ 10 Staubklasse M für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 2 Stück	85,50
611021 C	Ersatz-Filtertasche WP-Ex 80 Staubklasse M für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 2 Stück	85,50

! Bei Nachbestellung von Filtermaterial bitte immer die Seriennummer des Gerätes angeben. Die Seriennummer ermöglicht eine eindeutige Zuordnung, und vereinfacht es uns somit, eine schnelle und richtige Lösung für Ihr Anliegen zu finden. Das Typenschild befindet sich an der Rück- oder rechten Geräteseite. **!**

Automatisches Stativ

146170 D	Automatisches Stativ WP-Ex 3000 II/ 2000 II höhenverstellbar von 74 - 109 cm Maße der Platte: T 560 x B 675 mm	3.125,00
-----------------	---	-----------------

Absaugtechnik	Preis in €
140997 A Absauganlage SG-1/2 D (Absaugstutzen 75 mm) mit automatischer Abschaltung bei Filtersättigung, inkl. Filter, ohne Zubehör	1.920,00
140995 A Absauganlage SG-1/1 (Absaugstutzen 75 mm) inkl. Filter, ohne Zubehör	1.155,00
140991 C Absauganlage SG-1/1 Comfort (Absaugstutzen 75 mm) mit automatischer Füllstandskontrolle und Einschaltautomatik	1.455,00
140480 C Drehzahlregelung für SG-1/1 Comfort für SG-1/1 Comfort empfohlen	305,00
140970 C Absauganlage SG-Economy (Absaugstutzen ca. 40 mm) inkl. 3-stufigem Filtersystem, ohne Zubehör Für HSS-TR (Trockentrimmer) empfohlen!	1.410,00

145997 A Absaugschublade LSG-02 DE	2.435,00
mit Universal-Montagerahmen und automatischer Abschaltung bei Filtersättigung, inkl. Filter zusätzlich mit Einschaltautomatik	
145998 A Absaugschublade LSG-02 D	2.245,00
mit Universal-Montagerahmen und automatischer Abschaltung bei Filtersättigung, inkl. Filter	
145240 C Monomer-Aktivkohlefilter für LSG-02 DE/ LSG-02 D	715,00
zur Filterung gesundheitsschädlicher Dämpfe	
145200 C Universalsaughaube für LSG-02 DE/ LSG-02 D	428,00
mit austauschbarer Sicherheitsglasscheibe	
145005 C Zwischenschublade für LSG-02 DE/ LSG-02 D	232,00
149999 A Timobil mobile Absauganlage	4.760,00
komplett mit Handstückmotor 1.000 – 40.000 min ⁻¹ 160 Watt stufenlos regelbar, Standardhöhe 900 mm	
149140 C Saughaube für Timobil Inkl. Tageslicht-LED-Beleuchtung	641,00
Absaugboxen	
143372 C Airbox One Neuheit!	1.390,00
Kompakt. Mobil. Saugstark.	
• Mobile Absaugbox und Absaugung in einem Gerät • Mit praktischem Tragegriff für flexiblen Einsatz • Inkl. Tageslicht-LED-Beleuchtung • Leistungsstarke Absaugung • M-Klasse-Filter	
143390 C Absaug-Box Compact III	820,00
Inkl. Tageslicht-LED Beleuchtung Mit 1 Absaugstutzen Ø 75 mm außen Absaugstutzen flexibel montierbar (hinten oder vorne)	
<u>Zubehör für Absaug-Box Compact III + Airbox One</u>	
143303 C Satz Armauflagen	87,50
143305 C Satz Schutzblenden	225,00
190686 C Ersatz-Glasscheibe mit Spezialbeschichtung	112,00

Zubehör für Absauganlagen**Preis in €****Einbaukanäle + dazugehörige Ansaugteile**

143070 C	Teleskopkanal 570 mm	155,00
143090 C	Teleskopkanal 455 mm	165,00
143074 C	Teleskopkanal 480 mm	164,00
143066 C	Ansaugteil schräg	123,00
143080 C	Ansaugteil gerade	135,00
145245 C	Monomer-Aktivkohlefilter für Ansaugteil gerade zur Filterung gesundheitsschädlicher Dämpfe	715,00
143108 C	Kappe für Ansaugteil schräg	51,00
143200 C	Universalsaughaube für Ansaugteil gerade	428,00
143220 C	Ansaugteil mit Holzauflage	357,00
143221 C	Ansaugteil mit Holzauflage/ Kunststoffscheibe	430,00
143231 C	Ansaugteil mit Holzauflage/ Glasscheibe	479,00

Spezialkanal und dazugehörige Absaugteile

(u.a. für den Einbau in Freuding-Tische)

143093 C	Spezialkanal mit Schlauchanschluss	187,00
143041 C	Absaugrüssel	225,00

! Es ist immer ein Kanal und ein Absaugteil erforderlich.**!****Schläuche**

140057 C	PVC Welschlauch 75 Ø - 1,20 m lang, komplett mit 2 Schellen	112,00
320011 C	PVC Welschlauch 75 Ø - 1,80 m lang	159,00
320010 C	PVC Welschlauch 75 Ø - 2,40 m lang	196,00
320012 C	PVC Welschlauch 75 Ø - 3,60 m lang	274,00
322003 C	Schlauchschelle 75 Ø	5,40
327023 C	PVC Welschlauch 51Ø innen - per lfd. Meter	61,50

Sonderzubehör

140056 C	Drosselklappe 75 Ø	171,00
----------	--------------------	--------

**! Reduzier- und Übergangsstücke sämtlicher
Abmessungen lieferbar.
Bei Bestellung bitte Innen- und Außendurchmesser angeben.**

!

Filter für Absauganlagen		Preis in €
<u>Filter & Zubehör für Absauganlage SG-10</u>		
611010 C	Ersatz-Filtertasche gelb Staubklasse M, für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 4 Stück	200,00
611018 C	Ersatz-Filtertasche weiß, ausschließlich für Gips (Kl. 1/ Kl. 2) regenerierbar, 1 Satz = 4 Stück	200,00
610073 C	*Filter Tasche weiß SG-10/ SG-20, groß, ausschließlich für Gips (Kl. 1/ Kl. 2)	79,00
610074 C	*Filter Tasche gelb SG-10/ SG-20, groß, Staubklasse M, für Mikro-Feinstaub <i>* nur in Verbindung mit Art.:140410 Modul Filtererweiterung SG-10 einsetzbar</i>	79,00
140410 C	Modul Filtererweiterung SG-10	276,00
140435 C	Filterkassette, kpl. SG-10/ SG-20	93,00
140424 C	Modul Aktivkohlefilter SG-10	549,00
140436 C	Aktivkohlefilter (AKM 6-lagig) SG-10	157,00
<u>Filter SG-1/1 + SG-2/2 + Timobil</u>		
611010 C	Ersatz-Filtertasche gelb Staubklasse M, für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 4 Stück	200,00
611018 C	Ersatz-Filtertasche weiß, ausschließlich für Gips (Kl. 1/ Kl. 2) regenerierbar, 1 Satz = 4 Stück	200,00
<u>Filter SG-1/2 D+ LSG-02 DE/ LSG-02 D</u>		
611020 C	Ersatz-Filtertasche gelb Staubklasse M, für Mikro-Feinstaub, 1 Satz = 4 Stück	240,00
611017 C	Ersatz-Filtertasche weiß, ausschließlich für Gips (Kl. 1/ Kl. 2) regenerierbar, 1 Satz = 3 Stück	182,00
610056 C	Monomer-Ersatzfilter für LSG-02 DE/ LSG-02 D	72,50
<u>Filter SG-Economy</u>		
611022 C	Ersatz-Filterset SG-Eco 1x Haupt-, 5x Ersatz-, 2x HEPA-Filter	236,00
<u>Filter & Zubehör für Absauganlage SG-20</u>		
610073 C	Filter Tasche weiß SG-10/ SG-20 ausschließlich für Gips (Kl. 1/ Kl. 2)	79,00
610074 C	Filter Tasche gelb SG-10/ SG-20 Staubklasse M, für Mikro-Feinstaub	79,00
140551 C	Aktivkohlefilter, kpl. SG-20	152,00
140435 C	Filterkassette, kpl. SG-10/ SG-20	93,00
610019 C	Motorschutzfilter SG-20	12,50
<u>WTS-1R</u>		
611019 C	Filterbeutel FB 25, 1Satz = 3 Stück	112,00

Verbrauchsmaterial**Preis in €****Dubliersilikone****WaSil Soft**

Additionsvernetzendes Dubliersilikon, 1:1 Shore A Härte: 16-18
 Komponente A weiß (Katalysator) Komponente B **gelb** (Basis)

656060 C WaSil soft 2 x 1 kg Komponente A/ B 119,00

656061 C WaSil soft 2 x 6 kg Komponente A/ B 605,00

656062 C WaSil soft 2 x 25 kg Komponente A/ B 2.395,00

WaSil Speed

Additionsvernetzendes Dubliersilikon, 1:1 Shore A Härte: > 24 hohe Reißfestigkeit
 Komponente A weiß (Katalysator) Komponente B **orange** (Basis)

656080 C WaSil speed 2 x 1 kg Komponente A/ B 135,00

alte Art Nr 656070

656081 C WaSil speed 2 x 6 kg Komponente A/ B 745,00

alte Art Nr 656071

656082 C WaSil speed 2 x 25 kg Komponente A/ B 2.835,00

alte Art Nr 656072

622002 C Mischkanülen, pink, 100 Stück 103,00

für Dosier- und Mischgerät Sidomix II, Sidomix, „DA 2000“ und
 ähnliche Geräte 5,4 mm Ø innen

Strahlmittel**Edelkorund**

Zum Abstrahlen aller Dentallegierungen geeignet.

Die scharfkantige Kornform und enorme Härte garantieren höchste Strahlleistung,
 silikosefrei, hergestellt in Deutschland

656010 C Edelkorund 50 µm - 10 kg 97,50

656015 C Edelkorund 50 µm - 20 kg 201,00

656013 C Edelkorund 110 µm - 10 kg 97,50

656016 C Edelkorund 110 µm - 20 kg 201,00

656014 C Edelkorund 250 µm - 10 kg 97,50

656018 C Edelkorund 250 µm - 20 kg 201,00

Glasstrahlperlen

Schonendes Reinigen und Verdichten empfindlicher Oberflächen von Edelmetallen und
 NEM. Zum Glanzstrahlen einzelner Kronen, Brücken und Modellgüsse. Silikosefrei,
 hergestellt in Deutschland

656020 C Glasstrahlperlen 50 µm - 8 kg 76,00

656021 C Glasstrahlperlen 50 µm - 15 kg 107,00

656019 C Glasstrahlperlen 125 µm - 8 kg 76,00

656022 C Glasstrahlperlen 125 µm - 15 kg 107,00



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann.hamburg



/WassermannDentalmaschinen