

“Entwickelt  
für noch mehr  
**Flexibilität**”

effizient · stark · flexibel

Unsere neue **Abdampf-Box**  
ist eine kompakte Arbeitskabinen  
zum Reinigen von Werkstücken  
mittels Dampf.

**UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEP:**

Wir vereinen Technologie, Erfahrung  
Kompetenz und Teamgeist.

**Immer für Sie da**

Sie möchten ein Angebot anfragen,  
Produkte bestellen oder haben Fragen  
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder  
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und  
helfen Ihnen gerne weiter.

**Abdampf-Box**

Abdampf-Kabine mit  
integrierter Absaugung



**Info-Hotline**

+49 (0)40 730 926-0



[www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



[fb.com/WassermannDentalmaschinen](https://fb.com/WassermannDentalmaschinen)

SCAN ME 



## Abdampf-Box

Abdampf-Kabine mit  
integrierter Absaugung

**NEU** Jetzt mit erweiterten  
Steuerungsfunktionen



QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

**Jetzt neu!** Abdampf-Kabine mit Absaugung und  
integrierter Fußpedal- und Handsensor-Steuerung.  
Perfekter Schutz für erstklassige Ergebnisse:  
Unsere Abdampf-Box kombiniert höchste  
Sicherheit mit maximalem Komfort.



### Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Konstruiert für lange Lebensdauer
- Mit integrierter Schmutzpartikel-Filter
- Fußpedal- und Handsensor-Steuerung
- Wartungsarm und leicht zu reinigen
- Kompakte Reinigungskabine für das Dampfreinigen von Werkstücken
- Großzügige Arbeitsöffnung (B= 285 mm, H= 235 mm)
- Schnelle Dampfabsaugung durch kräftigen Lüfter mit Nachlaufregelung
- Lüfter-Automatikbetrieb wählbar über Fußpedal- bzw. Handsensor-Steuerung
- Auffangschale kann mittels seitlichem Kugelhahn entleert werden
- Mit praktischen Griffschalen:  
Arbeitskabine schnell demontierbar zur Reinigung der Auffangschale
- Angenehme Arbeitsraumausleuchtung durch LED-Licht

Notizen:

### Technische Daten

Leistung Motor: 140 W  
Stromaufnahme: 0,8 A

Maße B x H x T (max.): 421 x 476 x 549 mm  
Maße B x H x T (Gehäuse): 393 x 476 x 515 mm

Gewicht: 26,5 kg  
Schutzklasse: IP 44

### Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15 - 17  
21031 Hamburg

Tel: +49 (0)40 730 926-0  
www.wassermann-dental.com  
sales@wassermann-dental.com