

“Entwickelt
für noch mehr
Flexibilität

einfach · stark · flexibel

Unsere neue **Wamix Economy**
ist ein bedienungsfreundliches
Vakuum-Anrührgerät für alle Gips-
sorten, Einbettmassen und Silikone.

UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEP:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung
Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen,
Produkte bestellen oder haben Fragen
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und
helfen Ihnen gerne weiter.

Wamix Economy

Vakuum-Anrührgerät



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME



Wamix Economy Vakuum-Anrührgerät

NEU Jetzt einfacher und schneller zu bedienen

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

Das Anrührgerät überzeugt durch gute und blasenfreie Anmischergebnisse. Die einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung. Eine neu entwickelte Steuerung ermöglicht dem Anwender schnelles und einfaches Arbeiten.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Konstruiert für lange Lebensdauer
- Flexibel als Wand- und Tischgerät einsetzbar (Tischstativ nicht inkl.)
- Wartungsarm und leicht zu reinigen
- Für alle Dental-Gippsorten, Einbettmassen und Silikone
- Digitale Zeitschaltuhr
- Anmischbecher und Rührwerk sind im Lieferumfang enthalten
- Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers
- Komfortable Einhandbedienung, optimale Rührergebnisse
- Hochwertige Verarbeitung, aus Metall gefertigt
- Lässt sich mit nur wenigen Handgriffen montieren

Notizen:

Technische Daten

Leistung Motor: 94 W
Stromaufnahme: 0,44 A

Maße B x H x T (max.): 195 x 310 x 180 mm
Vakuum: ca. 120 mbar (absolut)

Gewicht: 9,3 kg
Schutzklasse: IP 22

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com